

**VIASURE**

Real Time PCR Detection Kit



**SARS-CoV-2 Variant**  
for BD MAX™ System

CE IVD



These instructions for use apply to the following reference / Ove upute odnose se na sljedeću referencu:

PRODUCT / PROIZVOD	REFERENCE / REFERENCA
VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System	444216 / VS-USB124

Table A 1. Reference for product to be used with the BD MAX™ System. / Referenca za proizvod koji će se koristiti sa sustavom BD MAX™ System.

## Content

1.	Intended use.....	5
2.	Summary and Explanation .....	5
3.	Principle of the procedure .....	7
4.	Reagents provided .....	7
5.	Reagents and equipment to be supplied by the user .....	8
6.	Transport and storage conditions.....	8
7.	Precautions for users .....	8
8.	Test procedure .....	10
8.1.	Sample collection, storage and transport.....	10
8.2.	Sample preparation and RNA extraction.....	10
8.3.	PCR protocol .....	11
9.	Result interpretation .....	14
10.	Limitations of the test .....	16
11.	Quality control.....	17
12.	Performance characteristics.....	17
12.1.	Clinical sensitivity and specificity.....	17
12.2.	Analytical sensitivity .....	18
12.3.	Analytical specificity .....	20
12.4.	Analytical reactivity .....	21

## Sadržaj

1.	Namjena .....	22
2.	Sažetak i objašnjenje .....	22
3.	Načelo postupka .....	24
4.	Reagensi koji se isporučuju.....	24
5.	Reagensi i oprema koju mora pribaviti korisnik.....	25
6.	Uvjeti za transport i pohranu .....	25
7.	Mjere opreza za korisnike .....	25
8.	Testni postupak.....	27
8.1.	Prikupljanje, pohrana i transport uzoraka .....	27
8.2.	Priprema uzoraka i ekstrakcija RNK .....	27
8.3.	Protokol za PCR .....	28

---

9.	Tumačenje rezultata .....	32
10.	Ograničenja testa .....	34
11.	Kontrola kvalitete .....	35
12.	Radne karakteristike.....	35
12.1.	Klinička osjetljivost i specifičnost .....	35
12.2.	Analitička osjetljivost .....	36
12.3.	Analitička specifičnost.....	38
12.4.	Analitička reaktivnost.....	39
	Bibliography/Literatura .....	40
	Symbols for IVD components and reagents/ Simboli za IVD komponente i reagense.....	41
	Trademarks.....	41

---

## ENGLISH

---

### 1. Intended use

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System is an automated real-time RT-PCR test designed for the qualitative detection of HV 69/70 deletion, K417N mutation and K417T mutation in the S gene of SARS-CoV-2, associated to SARS-CoV-2 Alpha (lineage B.1.1.7), Beta (lineage B.1.351) and Gamma (lineage P.1) variants, in nasopharyngeal and oropharyngeal swabs and saliva samples.

The assay is intended to be used with SARS-CoV-2 positive samples or, when the test is performed in conjunction with the VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215) with samples from patients suspected Coronavirus disease 2019 (COVID-19) by their healthcare professional (HCP).

This test is intended to be used as an aid to monitor the prevalence of variants that carry the HV 69/70 deletion, K417N or K417T mutations in the S gene and to assist in control measures. The assay uses the BD MAX™ System for automated extraction of RNA and subsequent real-time RT-PCR, employing the reagents provided combined with universal reagents and disposables for the BD MAX™ System. RNA is extracted from specimens, and complementary DNA (cDNA) is synthesized and amplified using RT-PCR and detected using fluorescent reporter dye probes specific for HV 69/70 deletion, K417N or K417T mutations.

### 2. Summary and Explanation

Coronavirus are enveloped non-segmented positive-sense RNA viruses and belong to *Coronaviridae* family [1,2]. There are six coronavirus species known to cause human diseases [2]. Four viruses (229E, OC43, NL63 and HKU1) cause common cold symptoms and the other two (severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)) are zoonotic and produce more severe complications [2]. SARS-CoV and MERS-CoV have caused more than 10,000 cumulative cases in the past two decades, with mortality rates of 34% MERS-CoV and 10% SARS-CoV [1,3].

In December 2019, some people that worked at or lived around the Huanan seafood market in Wuhan, Hubei Province, China, have presented pneumonia of unknown cause [2,4]. Deep sequencing analysis of the respiratory samples indicated a novel coronavirus, which was named firstly 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) and lately SARS-CoV-2 [5].

Human-to-human transmission of the SARS-CoV-2 has been confirmed, even in the incubation period without symptoms, and the virus causes severe respiratory illness like those SARS-CoV produced [1,6,7,8]. Although the pneumonia is the principal illness associated, a few patients have developed severe pneumonia, pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome, or multiple organ failure and death [1,4]. Centers of Disease Control and Prevention (CDC) believes that symptoms of SARS-CoV-2 may appear in as few as 2 days or as long as 14 days after exposure, being the most common fever or chills, cough, fatigue, anorexia, myalgia and dyspnea [1,4,6,9]. Less common symptoms are sore throat, nasal congestion, headache, diarrhea, nausea and vomiting [1,4]. Loss of smell (anosmia) or loss of taste (ageusia) preceding the onset of respiratory symptoms has also been reported [9]. Older adults and people who have severe underlying medical conditions like heart or lung disease or diabetes seem to be at higher risk for developing more serious complications from COVID-19 illness [10].

Diagnosis of COVID-19 is performed detecting conventional causes of pneumonia early and detected by next-generation sequencing or real-time RT-PCR methods [1,11]. Several assays that detect the SARS-CoV-2 are currently available, such as China CDC (gene targets, *ORF1ab* and *N*), Charité – Germany (gene targets, *RdRP* and *E*) or US CDC (two targets in *N* gene) [12].

CDC recommends upper respiratory tract specimens (nasopharyngeal (NP) and oropharyngeal (OP) swabs, nasal mid-turbinate swab, nasal swab, nasopharyngeal wash/aspirate or nasal wash/aspirate (NW) and saliva specimens collected mainly by a healthcare professional) and/or lower respiratory specimens (sputum, endotracheal aspirate, or bronchoalveolar lavage in patients with more severe respiratory disease) for the identification of SARS-CoV-2 [11]. In addition, other clinical specimens as blood, urine and stool may be collected to monitor the presence of the virus [11,12].

Since the initial genomic characterization of SARS-CoV-2, the virus has been divided into different genetic groups or clusters (S, L, V, G with GH and GR subgroups). The appearance of mutations is a natural and expected event within the evolution process of the virus. In fact, some specific mutations define the viral genetic groups that are currently circulating globally. The mutations identified to date remain within the expected patterns for a coronavirus. Viruses classified in genetic group G are the most frequent worldwide. Thanks to the genetic sequencing of the pathogen worldwide, it has been possible to establish patterns of dispersal and evolution of the virus.

On December 14, 2020, the United Kingdom declared an increase in the incidence of SARS-CoV-2 in some regions of its country associated with a new variant of the virus with a supposed greater transmission capacity. This variant, called Alpha variant (B.1.1.7) presented 23 different mutations: 13 non-synonymous, including a series of mutations in the spike protein (S), 4 deletions and 6 synonymous. By the end of December, this variant had been detected in 31 countries and territories in 5 of the 6 WHO regions. One of the mutations is the deletion at positions 69-70 in the spike protein. Detection of the HV 69/70 deletion is of great importance since it has been related to immune leakage in immunosuppressed patients and to increased viral infectivity. Another cause for concern in relation to the HV 69/70 deletion is that it affects the sensitivity of virus detection using molecular techniques (RT-PCR) that detects the S gene.

The presence of the HV 69/70 deletion is associated with the Alpha variant, lineage B.1.1.7, however, other variants such as B.1.1.298 (Danish lineage) or B.1.258 also have this deletion.

The Beta (B.1.351) variant was first identified in Nelson Mandela Bay, South Africa, in samples dating back to the beginning of October 2020. The variant also was identified in Zambia in late December 2020, at which time it appeared to be the predominant variant in the country. This variant has multiple mutations in the spike protein, including K417N, E484K, N501Y. It has potential reduction in neutralization by some EUA monoclonal antibody treatments.

The SARS-CoV-2 epidemic in Brazil was dominated by two lineages designated as P.1 and P.2, harboring mutations at the receptor-binding domain of the Spike (S) protein. Lineage P.1 (referred as Gamma) is considered a Variant of Concern (VOC) because it has potential reduction in neutralization by some EUA monoclonal antibody treatments. This Lineage presents multiple mutations in the S protein (including K417T, E484K, N501Y) and its emergence was associated with a second COVID-19 epidemic wave in the Amazonas state. Lineage P.2 is

considered a Variant Under Monitoring (VUM) and only harbors the mutation E484K. The P.2 lineage has been detected as the most prevalent variant in several Amazonas states across the country in late 2020 and early 2021.

The appearance of variants that increase the transmissibility of the virus, its virulence or that escape the action of the neutralizing antibodies generated after natural infection or the vaccine, constitute a first-order public health problem that can have an important impact on control of the pandemic. For this reason, VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System allows the detection of HV 69/70 deletion, K417N or K417T mutations associated with Variants of Concern Alpha, Beta and Gamma.

### 3. Principle of the procedure

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System is designed for the qualitative detection of RNA with HV 69/70 deletion, K417N mutation and K417T mutation in the S gene of SARS-CoV-2 from nasopharyngeal and oropharyngeal swabs and saliva samples. The detection is done in one step real-time RT-PCR format where the reverse transcription and the subsequent amplification of specific target sequence occur in the same reaction tube. The isolated RNA target is transcribed generating complementary DNA by reverse transcriptase, which is followed by the amplification of a conserved region of S gene for SARS-CoV-2 for HV 69/70 deletion, K417N mutation and K417T mutation using specific primers and fluorescent-labeled probes.

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System is based on 5' exonuclease activity of DNA polymerase. During DNA amplification, this enzyme cleaves the probe bound to the complementary DNA sequence, separating the quencher dye from the reporter. This reaction generates an increase in the fluorescent signal which is proportional to the quantity of the target template. This fluorescence is measured on the BD MAX™ System.

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System contains in each tube all the components necessary for real-time PCR assay (specific primers/probes, dNTPs, buffer, polymerase, reverse-transcriptase) in a stabilized format, as well as an endogenous internal control to monitor the extraction process and/or inhibition of the polymerase activity. The assay uses a human housekeeping gene as an Endogenous Internal Control (IC) (human *RNase P* gene). Human housekeeping genes are involved in basic cell maintenance and, therefore, are expected to be present in all nucleated human cells and maintain relatively constant expression levels.

Target	Channel	Gene
HV 69/70 deletion	475/520	S gene
K417N mutation	530/565	S gene
K417T mutation	585/630	S gene
Endogenous Internal Control (IC)	630/665	human <i>RNase P</i> gene

Table 1. Target, channel and genes.

### 4. Reagents provided

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System includes the following materials and reagents detailed in Table 2:

Reagent/Material	Description	Color or Barcode	Amount
SARS-CoV-2 Variant reaction tube	A mix of enzymes, primers-probes, buffer, dNTPs, stabilizers and endogenous internal control in stabilized format	Green foil	2 pouches of 12 transparent tubes
Rehydration Buffer tube	Solution to reconstitute the stabilized product	11 foil	1 pouch of 24 transparent tubes

Table 2. Reagents and materials provided in VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System with Cat. N°. VS-USB124 (444216).

## 5. Reagents and equipment to be supplied by the user

The following list includes the materials and equipment that are required for use but not included in the VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.

- Real-time PCR instrument: BD MAX™ System (Ref: 441916).
- BD MAX™ ExK™ TNA-3 (Ref:442827 or 442828).
- BD MAX™ PCR Cartridges (Ref: 437519).
- Vortex.
- Micropipettes (accurate between 2 and 1000 µL).
- Filter tips.
- Powder-free disposable gloves.
- Optional: VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215)

## 6. Transport and storage conditions

- The kits can be shipped and stored at 2-40°C until the expiration date which is stated on the label.
- After opening the aluminum pouches which contain the reaction tubes, the product can be used up to 28 days.

## 7. Precautions for users

- The product is intended for use by professional users only, such as laboratory or health care professionals and technicians, trained in molecular biological techniques.
- For *in vitro* diagnostic use.
- Do not use expired reagents and/or materials.
- Do not use the kit if the label that seals the outer box is broken.
- Do not use reagents if the protective box is open or broken upon arrival.
- Do not use reagents if the protective pouches are open or broken upon arrival.
- Do not use reagents if desiccant is not present or broken inside reagent pouches.
- Do not remove desiccant from reagent pouches.



- Close protective pouches of reagents promptly with the zip seal after each use. Remove any excess air in the pouches prior to sealing.
- Do not use reagents if the foil has been broken or damaged.
- Do not mix reagents from different pouches and/or kits and/or lots.
- Protect reagents from humidity. Prolonged exposure to humidity may affect product performance.
- Keep components away from light.
- In cases where other PCR tests are conducted in the same general area of the laboratory, care must be taken to ensure that the VIASURE SARS-CoV-2 *Variant* Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System, BD MAX™ ExK™ TNA-3 extraction kit, any additional reagents required for testing and the BD MAX™ System are not contaminated. Always avoid microbial and ribonuclease (RNase)/deoxyribonuclease (DNase) contamination of reagents. The use of sterile RNase/DNase-free disposable aerosol resistant or positive displacement pipette tips is recommended. Use a new tip for each specimen. Gloves must be changed before manipulating reagents and cartridges (BD MAX™ PCR Cartridge).
- To avoid contamination of the environment by amplicons, do not break apart the BD MAX™ PCR Cartridge after use. The seals of the BD MAX™ PCR Cartridge are designed to prevent contamination.
- Design a unidirectional workflow. It should begin in the Extraction Area and then move to the Amplification and Detection Area. Do not return samples, equipment and reagents to the area in which the previous step was performed.
- Follow Good Laboratory Practices. Wear protective clothing, use disposable gloves, goggles and mask. Do not eat, drink, smoke or apply cosmetic products in the working area. Wash your hands after finishing the test.
- Samples must be treated as potentially infectious and/or biohazardous, as well as all the reagents and materials that have been exposed to the samples and they must be handled according to the national safety regulations. Take necessary precautions during the collection, transport, storage, handling, and disposal of samples.
- Samples and reagents must be handled in a biological safety cabinet. Use personal protective equipment (PPE) consistent with current guidelines for the handling of potentially infectious samples. Dispose of waste in compliance with local and state regulations.
- Regular decontamination of commonly used equipment is recommended, especially micropipettes and work surfaces.
- In accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), VIASURE Real Time PCR Detection Kits do not require Material Safety Data Sheets on account of their classification as non-hazardous to health and the environment, because they do not contain substances and/or mixtures which meet the hazard classification criteria available in Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP), or which are in concentrations higher than the value established in the mentioned regulation for their declaration.
- If the kit is used in combination with the VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215), please refer to the corresponding instructions for use.
- Consult the BD MAX™ System User's Manual for additional warnings, precautions and procedures.

## 8. Test procedure

### 8.1. Sample collection, storage and transport

The VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System has been tested on nasopharyngeal swabs and saliva samples, both collected in viral transport medium (VTM) – Vircell S.L. -; BD™ Universal Viral Transport (UVT) System media – BD - or IMPROVIRAL™ Viral Preservative Medium (VPM) -Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Ltd and oropharyngeal swabs collected in viral transport medium (VTM) - Vircell. Other types of samples must be validated by the user.

Collection, storage and transport of specimens should be maintained per the conditions validated by the user. Overall, respiratory and saliva samples should be collected and labelled appropriately in clean containers with or without transport media (depending on sample type) and processed as soon as possible to guarantee the quality of the test. The specimens should be transported at 2 to 8°C for up to 72 hours, following the local and national regulations for the transport of pathogen material. For long term transport (more than 72 hours), we recommend shipping at  $\leq -20^{\circ}\text{C}$  or lower. It is recommended to use fresh specimens for the test. The samples can be stored at 2 to 8°C for up to 72 hours or frozen at  $-20^{\circ}\text{C}$  or ideally at  $-70^{\circ}\text{C}$  for conservation. Repeated freeze-thaw cycles should be avoided in order to prevent degradation of the sample and nucleic acids.

The nasopharyngeal/oropharyngeal swabs and saliva specimens must be collected, transported and stored according to appropriate laboratory guidelines. For details, refer to the CDC guideline (Specimen collection guidelines. Website <https://www.cdc.gov/urdo/downloads/SpecCollectionGuidelines.pdf> and Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens for COVID-19. Website <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>) and the IDSA guideline (Miller, J. M., Binnicker, M. J., Campbell, S., ... & Pritt, B. S. (2018). A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. *Clinical Infectious Diseases*, 67(6), e1-e94).

### 8.2. Sample preparation and RNA extraction

Perform the sample preparation according to the recommendations in the instructions for use of extraction kit used, BD MAX™ ExK™ TNA-3. Note that some other samples may require pre-processing. Application-specific extraction preparation procedures should be developed and validated by the user.

When using nasopharyngeal or oropharyngeal specimens:

1. Pipette between 400 and 750  $\mu\text{L}$  of nasopharyngeal or oropharyngeal swab collected in viral transport media (VTM) or in BD™ Universal Viral Transport (UVT) System media into a BD MAX™ ExK™ TNA-3 Sample Buffer Tube and close the tube with a septum cap. Ensure complete mixing by vortexing the sample at high speed for 1 minute. Proceed to BD MAX™ System Operation.

In case of using saliva samples collected in transport media:

1. Saliva samples may be collected in Viral Transport Medium (VTM), BD™ Universal Viral Transport (UVT), or IMPROVIRAL™ Viral Preservative Medium (VPM) at a ratio of 1:3 (saliva:media). Vortex for 1 minute at high speed. Pipette 750  $\mu\text{L}$  into a BD MAX™ ExK™ TNA-3 Sample Buffer Tube and close the tube with a septum cap.

Ensure complete mixing by vortexing the sample at high speed for 1 minute. Proceed to BD MAX™ System Operation.

In case of using neat saliva samples:

1. Combine saliva with Viral Transport Medium (VTM), BD™ Universal Viral Transport (UVT), or IMPROVIRAL™ Viral Preservative Medium (VPM) so that the final ratio of saliva:media is 1:3. Vortex for 1 minute at high speed. Then pipette 750 µL into a BD MAX™ ExK™ TNA-3 Sample Buffer Tube and close the tube with a septum cap. Ensure complete mixing by vortexing the sample at high speed for 1 minute. Proceed to BD MAX™ System Operation.

### 8.3. PCR protocol

Note: Please, refer to the BD MAX™ System User's Manual for detailed instructions.

#### 8.3.1. Creating PCR test program for VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System

Note: If you have already created the test for the VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System, you can skip step 8.3.1 and go directly to 8.3.2.

- 1) On the "Run" screen of the BD MAX™ System, select the "Test Editor" tab.
- 2) Click the "Create" button.
- 3) In the Basic Information tab, within the "Test Name" window, name your test: i.e. VIASURE SARS-CoV-2 Variant.
- 4) In the "Extraction Type" drop down menu, select "ExK TNA-3".
- 5) In the "Master Mix Format" drop down menu, choose "Type 5".
  - a. Note: Product may be used in combination with the VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215), then select "Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with Rehydration Buffer (Type 5)".
- 6) In the "Sample extraction parameters" select "User defined" and adjust sample volume to 950 µL.
- 7) In the "Ct Calculation" select "Call Ct at Threshold Crossing".
- 8) If running software version 5.00 or higher, in the "Custom Barcodes" select the following configuration:
  - a. Snap-In 2 Barcode: leave empty (concerning SARS-CoV-2 Variant reaction tube no barcode configuration is needed).
  - b. Snap-In 3 Barcode: 11 (concerning Rehydration Buffer tube).
  - c. Snap-In 4 Barcode: 1G if used in combination with SARS-CoV-2 (N1 + N2) reaction tube and the format "Dual Master mix Concentrated Lyophilized MM with rehydration Buffer (Type 5)" (Section 8.3.1).
- 9) In "PCR settings" tab enter the following parameters: "Channel Settings", "Gains" and "Threshold" (Table 3).

- a. Note: Product may be used in combination with the VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215), "PCR Settings" and "Test Steps" should be completed for Snap-In 4 (blue) position (see the corresponding instructions for use).

Channel	Alias	Gain	Threshold	Ct Min	Ct Max
475/520 (FAM)	HV69-70	80	150	0	40
530/565 (HEX)	K417N	80	150	0	40
585/630 (ROX)	K417T	80	150	0	40
630/665 (Cy5)	IC	80	150	0	35
680/715 (Cy5.5)	-	0	0	0	0

Table 3. PCR settings.

Note: It is recommended to set the minimum threshold values listed above for each channel as a starting point, but the final settings must be determined by the end-user during the result interpretation, in order to ensure that thresholds fall within the exponential phase of the fluorescence curves and above any background signal. The threshold value for different instruments may vary due to different signal intensities.

- 10) In "PCR settings" tab enter the following parameters "Spectral Cross Talk" (Table 4), as well.

		False Receiving Channel				
Channel		475/520	530/565	585/630	630/665	680/715
Excitation Channel	475/520	-	3.0	0.0	0.0	0.0
	530/565	1.0	-	0.0	0.0	0.0
	585/630	0.0	0.0	-	0.0	0.0
	630/665	0.0	0.0	5.0	-	0.0
	680/715	0.0	0.0	0.0	0.0	-

Table 4. Spectral cross-talk parameters.

- 11) In "Test Steps" tab, enter the PCR protocol (Table 5).

Step Name	Profile Type	Cycles	Time (s)	Temperature	Detect
Reverse transcription	Hold	1	900	45°C	-
Initial denaturation	Hold	1	120	98°C	-
Denaturation and Annealing/Extension (Data collection)	2-Temperature	45	10	95°C	-
			61.1	63°C	✓

Table 5. PCR protocol.


- 12) Click the "Save Test" button.

### 8.3.2. BD MAX™ Rack set up

- For each sample to be tested, remove one Unitized Reagent Strips from the BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit. Gently tap each strip onto a hard surface to ensure that all the liquids are at the bottom of the tubes and load on the BD MAX™ System sample racks.
- Remove the required number of BD MAX™ ExK™ TNA Extraction Tubes (B4) (white foil) from their protective pouch. Snap the Extraction Tube(s) (white foil) into its corresponding positions in the TNA strip (Snap position 1, white color coding on the rack. See Figure 1). Remove excess air, and close pouch with the zip seal.

- 3) Determine and separate the appropriate number of SARS-CoV-2 *Variant* reaction tubes (green foil) and snap into their corresponding positions in the strip (Snap position 2, green color coding on the rack. See Figure 1).
  - a. Remove excess air, and close aluminum pouches with the zip seal.
  - b. In order to carry out a correct rehydration, please make sure that the lyophilized product is in the bottom of the tube and is not adhered to the top area of the tube or to the foil seal. Gently tap each tube on a hard surface to make sure all the product is at the bottom of the tube.
    - i. Note: If you choose the format "Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with Rehydration Buffer (Type 5)" (Section 8.3.1), determine and separate the appropriate number of additional SARS-CoV-2 reaction tubes (1G foil in case of VIASURE SARS-CoV-2 (N1+N2) test) and snap into their corresponding positions in the strip (Snap position 4, blue color coding on the rack. See Figure 1). Remove excess air, and close aluminum pouches with the zip seal.
- 4) Remove the required number of Rehydration Buffer tubes (1I foil) and snap into their corresponding positions in the strip (Snap position 3, non-color coding on the rack. See Figure 1). Remove excess air and close the pouch with the zip seal.
  - a. In order to ensure a correct transfer, please make sure that the liquid is in the bottom of the tube and is not adhered to the top area of the tube or to the foil seal. Gently tap each tube on a hard surface to make sure all the buffer is at the bottom of the tube.

Figure 1. BD MAX™ TNA Reagent Strip (TNA) from the BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit.



### 8.3.3. BD MAX™ Instrument set up

- 1) Select the "Work List" tab on the "Run" screen of the BD MAX™ System software v4.50A or higher.
- 2) In the "Test" drop down menu, select VIASURE SARS-CoV-2 *Variant* (if not already created see Section 8.3.1).
- 3) Select the appropriate kit lot number (found on the outer box of extraction kit used) from the pull-down menu (optional).

- 4) Enter the Sample Buffer Tube identification number into the Sample tube window of the Work List, either by scanning the barcode with the scanner or by manual entry.
- 5) Fill the Specimen/Patient ID and/or Accession window of the Work List and click the "Save" button. Continue until all Sample Buffer Tubes are entered. Ensure that the specimen/patient ID and the Sample Buffer Tubes are accurately matched.
- 6) Place the prepared Sample Buffer Tube into the BD MAX™ Rack(s).
- 7) Load the rack(s) into the BD MAX™ System (Rack A is positioned on the left side of the BD MAX™ System and Rack B on the right side).
- 8) Place the required number of BD MAX™ PCR Cartridge(s) into the BD MAX™ System.
- 9) Close the BD MAX™ System door.
- 10) Click "Start Run" to begin the procedure.

### 8.3.4. BD MAX™ report

- 1) In main menu, click the "Results" button.
- 2) Either double click on your run in the list or press the "view button".
- 3) Click on "Print", select: "Run Details, Test Details and Plot...".
- 4) Click on "Print or Export button" on the "Run Reports" screen.

## 9. Result interpretation

For a detailed description on how to analyze data, refer to the BD MAX™ System User's manual.

Analysis of the VIASURE SARS-CoV-2 *Variant* Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System is intended to be performed as a reflex on samples with positive result for SARS-CoV-2 RNA. If used in conjunction with VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System on samples of unknown status for presence of SARS-CoV-2 RNA, please refer to those instructions for use for results interpretation for determination of the SARS-CoV-2 RNA result.

The analysis of the data is done by the BD MAX™ software according to the manufacturer's instructions. The BD MAX™ software reports Ct values and amplification curves for each detector channel of each sample tested in the following way:

- Ct value of 0 indicates that there was no Ct value calculated by the software with the specified Threshold (see Table 3). Amplification curve of the sample showing a "0" Ct value must be checked manually.
- Ct value of -1 indicates that no amplification process has occurred.
- Any other Ct value should be interpreted in correlation with the amplification curve and according to the sample interpretation guidelines outlined in Table 6.

Check Internal Control signal to verify the correct functioning of the amplification mix. In addition, check that there is no report of BD MAX™ System failure.

Results should be read and analyzed using the following table:

HV 69/70 deletion target (475/520)	K417N mutation target (530/565)	K417T mutation target (585/630)	Endogenous Internal Control (630/665)	Interpretation
+	-	-	+/- <sup>1</sup>	HV 69/70 deletion Detected <sup>1</sup>
-	+	-	+/- <sup>1</sup>	K417N mutation Detected <sup>1</sup>
-	-	+	+/- <sup>1</sup>	K417T mutation Detected <sup>1</sup>
+	+	-	+/- <sup>1</sup>	HV 69/70 deletion and K417N mutation Detected <sup>1</sup>
+	-	+	+/- <sup>1</sup>	HV 69/70 deletion and K417T mutation Detected <sup>1</sup>
-	+	+	+/- <sup>1</sup>	K417N and K417T mutation Detected <sup>1</sup>
+	+	+	+/- <sup>1</sup>	HV 69/70 deletion, K417N mutation and K417T mutation Detected <sup>1</sup>
-	-	-	+ <sup>1</sup>	HV 69/70 deletion, K417N mutation and K417T mutation not Detected <sup>1</sup>
-	-	-	- <sup>2</sup>	Unresolved (UNR) Result obtained in the presence of inhibitors in the PCR reaction or when a general problem (not reported by an error code) with the sample processing and/or amplification steps occurs. <sup>2</sup>
IND	IND	IND	IND	Indeterminate assay result (IND). Due to BD MAX™ System failure. Assay result displayed in case of an instrument failure linked to an error code.
INC	INC	INC	INC	Incomplete assay result (INC). Due to BD MAX™ System failure. Assay result displayed in case of failure to complete run.

Table 6. Sample interpretation.

+: Amplification occurred.

-: No amplification occurred.

<sup>1</sup> A sample is considered positive if the Ct value obtained is less than 40. The endogenous Internal Control (IC) may or may not show an amplification signal. Sometimes, the IC detection is not necessary because a high copy number of the target can cause preferential amplification of target-specific nucleic acids.

<sup>2</sup> In the case of HV 69/70 deletion, K417N mutation and K417T mutation targets sites negative, IC must show an amplification signal with Ct less than 35. The Ct value could be very variable due to the Endogenous Internal Control is a human housekeeping gene that should be present in all human nucleated cells in the original sample. If there is an absence of signal or Ct value  $\geq 35$  of the Endogenous Internal Control, the result is considered as 'Unresolved', and retesting is required.

Summary of mutations associated with the following lineages present in the most known Variants of Concern (VOC):

Lineages	WHO label	Mutations in the S gene <sup>1</sup>		
		HV 69/70 deletion	K417N mutation	K417T mutation
B.1.1.7	Alpha	X	-	-
B.1.351	Beta	-	X	-
P.1	Gamma	-	-	X

Table 7. Summary of mutations associated with known Variants of Concern (VOC).

<sup>1</sup><https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-cases-data> (data up to 19 May 2021).

Other variants can present the HV 69/70 deletion and mutations K417T and K417N because they are not specific for the variants mentioned.

**Final assignment to a lineage must be done by sequencing.**

In case of a continued ambiguous result, it is recommended to review the instructions for use, the extraction process used by the user; to verify the correct performance of each RT-qPCR steps and review the parameters; and to check the sigmoid shape of the curve and the intensity of fluorescence.

The results of the test should be evaluated by a health care professional in the context of medical history, clinical symptoms and other diagnostic tests.

## 10. Limitations of the test

- The results of the test should be evaluated by a health care professional in the context of medical history, clinical symptoms and other diagnostic tests.
- Although this assay can be used with other types of samples it has been validated with nasopharyngeal/oropharyngeal swabs and saliva samples, all collected in Viral Transport Medium (VTM).
- For good test performance, the lyophilized product should be at the bottom of the tube and not adhered to the top area of the tube or the foil seal. Gently tap each tube on a hard surface to make sure all the product is at the bottom of the tube.
- An appearance of the reaction mixture in stabilized format, normally found at the bottom of the tube, different from the usual one (without conical shape, inhomogeneous, smaller/larger in size and/or color different from whitish) does not alter the functionality of the test.
- The quality of the test depends on the quality of the sample; proper extracted nucleic acid from respiratory samples must be extracted.
- This test is a qualitative test and does not provide quantitative values or indicate the number of organisms present.
- Extremely low levels of target below the limit of detection might be detected, but results may not be reproducible.
- There is a possibility of false positive results due to cross-contamination by SARS-CoV-2 RNA with HV 69/70 deletion, K417N mutation or K417T mutation in the S gene, either samples containing high concentrations of target RNA or contamination due to PCR products from previous reactions.
- The specific primer and probe combinations for detection of HV 69/70 deletion, K417N mutation or K417T mutation used in VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System do not show significant combined homologies with the human genome, human microflora, or other coronaviruses, which might result in predictable false positive.
- False Negative results may arise from several factors and their combinations, including:
  - Improper specimens' collection, transport, storage, and/or handling methods.
  - Improper processing procedures (including RNA extraction).



- Degradation of the viral RNA during sample shipping/storage and/or processing.
  - Mutations or polymorphisms in primer or probe binding regions may affect detection of new or unknown SARS-CoV-2 variant.
  - A viral load in the specimen below the limit of detection for the assay.
  - The presence of RT-qPCR inhibitors or other types of interfering substances. The impacts of vaccines, antiviral therapeutics, antibiotics, chemotherapeutics or immunosuppressant drugs used to prevent COVID-19 or used during the treatment of the infection have not been evaluated.
  - Failure to follow instructions for use and the assay procedure.
- Some samples may fail to exhibit *RNase P* amplification curves due to low human cell numbers in the original clinical sample. A negative IC signal does not preclude the presence of HV 69/70 deletion, K417N mutation or K417T mutation in a clinical specimen.
  - A positive test result does not necessarily indicate the presence of viable viruses and does not imply that these viruses are infectious or are the causative agents for clinical symptoms. However, a positive result is indicative of the presence of targets viral sequences.
  - The presence of the HV 69/70 deletion is associated with the Alpha variant (lineage B.1.1.7), K417N mutation with Beta variant (lineage B.1.351) and K417T mutation with Gamma variant (lineage P.1), however, final assignment to a lineage must be done by sequencing.
  - Negative results do not preclude presence of SARS-CoV-2 RNA due to this assay is intended to be used with positive SARS-CoV-2 samples.
  - In the case of obtaining Unresolved, Indeterminate or Incomplete results using VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System, retesting will be required. Unresolved results may be due to the presence of inhibitors in the sample or an incorrect rehydration of lyophilized reaction mix tube. If there is an instrument failure, Indeterminate or Incomplete results will be obtained.

## 11. Quality control

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System contains an Endogenous Internal Control (IC) in each reaction tube which confirms the correct performance of the technique.

## 12. Performance characteristics

### 12.1. Clinical sensitivity and specificity

The clinical performance of VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System was tested using respiratory clinical samples (nasopharyngeal swabs) from patients with suspected respiratory infection.

The results were as follows:

	Site	Sample type	Workflow	Target
1	CerTest Biotec S.L (Zaragoza, Spain)	nasopharyngeal swab	BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit + BD MAX™ System	HV 69/70 deletion
				Mutation K417T
				Mutation K417N

Table 8. Site, sample type, workflow and target.

True positive and negative values, false positive and negative values, sensitivity, specificity for VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System were calculated in relation to each comparator assay as shown in the following table:

Site	Comparator assay	Target	TP	TN	FP	FN	Sensitivity	Specificity
1	TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit/ VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit molecular assay + sequencing	HV 69/70 deletion	48	167	0	2	96% (85 – 99)	100% (97 – 100)
		Mutation K417T	50	167	0	0	100% (91 – 100)	100% (97 – 100)
		Mutation K417N	7	209	0	1	88% (46 – 99)	100% (97 – 100)

Table 9. True positive and negative values, false positive and negative values, sensitivity, specificity for VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.

Result show agreement to detect the HV 69/70 deletion, K417T and K417N SARS-CoV-2 mutations using VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.

In order to evaluate the compatibility of different sample matrices (nasopharyngeal swab, oropharyngeal swab and nasopharyngeal/oropharyngeal swab in Viral Transport Medium (VTM) from Vircell), a compatibility study have been carried out. The obtained results showed that the three different sample matrices were compatible with the VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.

## 12.2. Analytical sensitivity

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System detection limit (LoD) results with a positive rate of  $\geq 95\%$  are as follows:

- VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System has a detection limit (LoD) of  $\geq 2$  genome copies/reaction on nasopharyngeal samples and  $\geq 5$  genome copies/reaction on saliva samples for HV 69/70 deletion measured using the SARS-CoV-2 B.1.1.7 lineage.
- VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System has a detection limit (LoD) of  $\geq 5$  genome copies/reaction on nasopharyngeal samples and  $\geq 5$  genome copies/reaction on saliva samples for K417N mutation measured using the SARS-CoV-2 B.1.351 lineage.
- VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System has a detection limit (LoD) of  $\geq 10$  genome copies/reaction on nasopharyngeal samples and  $\geq 15$  genome copies/reaction on saliva samples for K417T mutation measured using the SARS-CoV-2 P.1 lineage.

Figure 2. Dilution series of SARS-CoV-2 Variant (HV 69/70 deletion) (synthetic cDNA) ( $5.3 \times 10^5$  -  $5.2 \times 10^1$  genome copies per reaction) template run on the BD MAX™ System (475/520 (FAM) channel).




Figure 3. Dilution series of SARS-CoV-2 Variant (K417N mutation) (synthetic cDNA) ( $5.3 \times 10^5$  -  $5.2 \times 10^1$  genome copies per reaction) template run on the BD MAX™ System (530/565 (HEX) channel).





Figure 4. Dilution series of SARS-CoV-2 Variant (K417T mutation) (synthetic cDNA) ( $5.3 \times 10^5$  -  $5.2 \times 10^1$  genome copies per reaction) template run on the BD MAX™ System (585/630 (ROX) channel).



### 12.3. Analytical specificity

The specificity of the SARS-CoV-2 assay was confirmed by testing a panel consisting of different microorganisms representing the most common respiratory pathogens. No cross-reactivity was detected between any of the following microorganisms tested:

Cross-reactivity testing					
Human Adenovirus types 1-5, 8, 15, 31, 40 and 41	-	Influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 virus	-	Mycoplasma pneumoniae	-
Bocavirus	-	Influenza A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180 (H1N1)pdm09 virus	-	Mycobacterium tuberculosis	-
Bordetella bronchiseptica	-	Influenza A/Thüringen/5/17 (H3N2) virus	-	Human parainfluenza 1, 2, 3 and 4 viruses	-
Bordetella holmesii	-	Influenza A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) virus	-	Pneumocystis jirovecii Type A1 and g885652	-
Bordetella parapertussis	-	Influenza A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B (H3N2) virus	-	Human rhinovirus	-
Bordetella pertussis	-	Influenza A/DE-SH/Reiherente/AR8444/ 2016 (H5N8) virus	-	Respiratory syncytial virus (RSV) A/B	-
Chlamydia caviae	-	Influenza A/Anhui/1/2013 (H7N9) virus	-	SARS Coronavirus Strain Frankfurt 1	-
Chlamydia psittaci genotype A and C	-	Influenza B/Brisbane/60/2008 virus	-	Human 2019-nCoV strain BetaCoV/Germany/BavPat1/2020 p.1*	-
Chlamydophila pneumoniae CM-1	-	Influenza A/South Australia/55/2014, IVR-175	-	Human 2019-nCoV strain 2019-nCoV/Italy-INMI1*	-
Human coronavirus 229E, OC43, NL63 and HKU1	-	Influenza B/Phuket/3073/2013 virus	-	MT007544.1 (SARS-CoV-2 isolate Australia/VIC01/2020)*	-
MERS Coronavirus	-	Influenza B/Florida/04/06 virus	-	MN908947.3 (SARS-CoV-2 isolate Wuhan-Hu-1)*	-
Enterovirus Coxsackievirus A24, A9 and B3	-	Legionella bozemanii	-	SARS-CoV-2 strain 2019nCoV/USAWA1/2020*	-
Enterovirus Echovirus 30	-	Legionella dumoffii	-	SARS-CoV-2 BetaCoV/Berlin/ChVir1670/2020_IsolatBER*	-
Enterovirus 68, 71	-	Legionella longbeachae	-	SARS-CoV-2 BetaCoV/Munich/ChVir984/2020*	-
Haemophilus influenzae Minna	-	Legionella micdadei	-	SARS-CoV-2 BetaCoV/Baden-Wuerttemberg/1/ChVir1577/2020_IsolatBER*	-
Influenza A/New Caledonia/20/99(H1N1) virus	-	Legionella pneumophila	-	Staphylococcus aureus	-
Influenza A/Victoria/210/2009 (H3N2)	-	Human metapneumovirus A and B	-	Streptococcus pneumoniae	-
Influenza A/California/7/2009(H1N1) pdm09 virus	-	Moraxella catarrhalis	-	Streptococcus pyogenes	-

Table 10. Reference pathogenic microorganisms used in this study.

\* Please note that the detection of these SARS-CoV-2 strains is not considered in this assay. This test is designed for the qualitative detection of HV 69/70 deletion, K417N mutation and K417T mutation in the S gene present in SARS-CoV-2 Alpha, Beta and Gamma variants (lineages B.1.1.7, B.1.351 and P.1), among others.

## 12.4. Analytical reactivity

The reactivity of VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System was evaluated against synthetic RNA controls for two different sequences associated to the Alpha variant (B.1.1.7\_710528 UK Variant and B.1.1.7\_601443 UK Variant), one sequence associated to the Beta Variant (Control 16, SARS-CoV-2 lineage B.1.351 South Africa/KRISP-ECK005299/2020) and one sequence associated to the Gamma variant (Control 17, SARS-CoV-2 lineage P.1 Japan/Brasilian variant Japan/IC-0564/2021), showing positive results.

## HRVATSKI

### 1. Namjena

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System je automatski RT-PCR test u stvarnom vremenu osmišljen za kvalitativnu detekciju delecije HV 69/70, mutacije K417N i mutacije K417T u genu S SARS-CoV-2, povezane uz varijante SARS-CoV-2 alfa (linija B.1.1.7), beta (linija B.1.351) i gama (linija P.1), u nazofaringealnim i orofaringealnim brisevima i uzorcima sline.

Test je namijenjen upotrebi s pozitivnim uzorcima na SARS-CoV-2 ili, kada se test koristi zajedno sa VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215) s uzorcima od pacijenata sa sumnjom na koronavirusnu bolest 2019 (COVID-19) od strane njihovih liječnika.

Predviđeno je da se ovaj test koristi kao pomoć u nadzoru prevalencije varijanti koje nose deleciju HV 69/70, mutacije K417N ili K417T u genu S i kao pomoć u kontrolnim mjerenjima. Test koristi BD MAX™ System sustav za automatiziranu ekstrakciju RNK, a zatim lančanu reakciju polimeraze RT-PCR u stvarnom vremenu, s priloženim reagensima u kombinaciji s univerzalnim reagensima i jednokratnim materijalom za sustav BD MAX™ System. RNK se ekstrahira iz uzoraka, komplementarna DNK (cDNK) se sintetizira i amplificira uporabom tehnike RT-PCR te detektira uporabom fluorescentne sonde za boju reportera specifične za deleciju HV 69/70, mutacije K417N ili K417T.

### 2. Sažetak i objašnjenje

Koronavirusi su grupa ovijenih, nesegmentiranih, pozitivno usmjerenih RNK virusa koji spadaju u obitelj *Coronaviridae* [1,2]. Poznato je šest vrsta koronavirusa koji uzrokuju bolesti u ljudi [2]. Četiri virusa (229E, OC43, NL63 i HKU1) uzrokuju uobičajene simptome prehlade, a preostala dva (koronavirus teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV) i koronavirus respiratornog sindroma Bliskog istoka (MERS-CoV)) su zoonotični i izazivaju teže komplikacije [2]. SARS-CoV i MERS-CoV prouzročili su preko 10.000 kumulativnih slučajeva u protekla dva desetljeća, sa stopama smrtnosti od 34% MERS-CoV i 10% SARS-CoV [1,3].

U prosincu 2019, nekoliko osoba koje su radile i živjele oko tržnice morskih plodova i životinja Huanan u Wuhanu, kineskoj pokrajini Hubei, oboljele su od upale pluća nepoznatog uzroka [2,4]. Analiza dubokog sekvenciranja respiratornih uzoraka ukazala je na novi koronavirus, koji je prvo dobio ime novi koronavirus 2019 (2019-nCoV), a zatim SARS-CoV-2 [5].

Potvrđen je prijenos s čovjeka na čovjeka, čak i tijekom inkubacijskog razdoblja bez simptoma, a virus uzrokuje teške respiratorne bolesti poput onih izazvanih virusom SARS-CoV [1,6,7,8]. Iako je upala pluća najčešća povezana bolest, u nekoliko bolesnika razvila se teška upala pluća, akutni respiratorni distress sindrom ili zakazivanje više organa i smrt [1,4]. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Centers of Disease Control and Prevention, CDC) smatraju da se simptomi SARS-CoV-2 mogu pojaviti od 2 do 14 dana nakon izlaganja, pritom su najčešći zimica, kašalj, umor, anoreksija, mijalgija i dispneja [1,4,6,9]. Manje česti simptomi su grlobolja, začepljen nos, glavobolja, proljev, mučnina i povraćanje [1,4]. Prijavljeni su također i gubitak mirisa (anozmiya) ili gubitak okusa (ageuzija) prethode nastupu respiratornih simptoma. Stariji odrasli i osobe koje imaju teška postojeća medicinska stanja poput bolesti srca ili pluća ili dijabetesa pod većim su rizikom od razvoja ozbiljnijih komplikacija bolesti COVID-19.

Dijagnosticiranje COVID-19 provodi se ranom detekcijom konvencionalnih uzroka upale pluća i detektira se sekvenciranjem sljedeće generacije ili metodama lančane reakcije polimeraze reverznom transkripcijom (RT-PCR) u stvarnom vremenu [1,11]. Trenutno je dostupno nekoliko testova koji detektiraju SARS-CoV-2 poput Kina CDC (ciljanje gena, *ORF1ab* i *N*), *Charité* – Njemačka (ciljanje gena, *RdRP* ili *E*) ili SAD CDC (dva cilja u *N* genu) [12].

Centar za kontrolu bolesti preporučuje uzorke iz gornjeg dijela dišnog trakta (nazofaringealni (NP) i orofaringealni (OP) brisevi, bris srednje turbine nosa, nazalni bris, uzorci nazofaringealnog ispirka/aspirata ili nazalnog ispirka/aspirata (NW) i uzorci sline prikupljeni uglavnom od strane zdravstvenog radnika) i/ili uzorci donjeg dijela dišnog sustava (ispljuvak, endotrahealni aspirat ili bronhoalveolarna lavaža u bolesnika s težom bolešću dišnih putova) za identifikaciju SARS-CoV-2 [11]. Pored toga, mogu se prikupiti i drugi klinički uzorci poput krvi, mokraće i stolice za nadzor prisutnosti virusa [11,12].

Od početne genomske karakterizacije SARS-CoV-2, virus je podijeljen u različite genetske skupine ili klastere (S, L, V, G s podskupinama GH i GR). Pojava mutacija prirodan je i očekivan događaj u procesu evolucije virusa. Zapravo, određene specifične mutacije definiraju virusne genetske skupine koje trenutno cirkuliraju globalno. Do sada identificirane mutacije ostaju unutar očekivanih obrazaca za koronavirus. Virusi razvrstani u genetsku skupinu G najčešći su u svijetu. Zahvaljujući genetskom sekvenciranju patogena u cijelom svijetu, bilo je moguće uspostaviti obrasce širenja i evolucije virusa.

Dana 14. prosinca 2020. Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je porast incidencije SARS-CoV-2 u određenim regijama svoje zemlje povezan s novom varijantom virusa s navodno većim prijenosnim kapacitetom. Ta varijanta, nazvana alfa-varijanta (B.1.1.7), imala je 23 različite mutacije: 13 nesinonimnih, uključujući niz mutacija u „spike“ proteinu (S), 4 delecije i 6 sinonimnih. Do kraja prosinca, ta je varijanta detektirana u 31 zemlji i teritoriju u 5 od 6 regija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Jedna od mutacija je delecija na pozicijama 69-70 u „spike“ proteinu. Detekcija delecije HV 69/70 od velike je važnosti budući da je povezana s gubitkom imuniteta u imunosuprimiranih bolesnika i s povećanom virusnom infektivnošću. Drugi razlog za zabrinutost u vezi s delecijom HV 69/70 je taj što utječe na osjetljivost detekcije virusa primjenom molekularnih tehnika (RT-PCR) koje detektiraju gen S.

Prisutnost delecije HV 69/70 povezana je uz alfa-varijantu, linija B.1.1.7., međutim i druge varijante, poput B.1.1.298 (danska linija) ili B.1.258 također imaju tu deleciju.

Beta (B.1.351) varijanta prvi je put identificirana u Nelson Mandela Bay, Južna Afrika, u uzorcima koji datiraju s početka listopada 2020. Varijanta je također identificirana u Zambiji krajem prosinca 2020. i tada se činilo da je to dominantna varijanta u zemlji. Ta varijanta ima više mutacija u „spike“ proteinu, uključujući K417N, E484K, N501Y. Ima potencijalno smanjenje u neutralizaciji određenim liječenjima monoklonskim protutijelima s odobrenjem za hitnu upotrebu (EUA).

Epidemijom SARS-CoV-2 u Brazilu dominirale su dvije linije označene kao P.1 i P.2, koje su sadržavale mutacije na domeni koja veže receptore „spike“ proteina (S). Linija P.1 (nazvana gama) smatra se varijantom od značaja (variant of concern, VOC) jer ima potencijalno smanjenje u neutralizaciji određenim liječenjima monoklonskim protutijelima s odobrenjem za hitnu upotrebu (EUA). Ta linija predstavlja višestruke mutacije S proteina (uključujući K417T, E484K, N501Y), a njezino pojavljivanje povezano je s drugim valom epidemije COVID-19 u saveznoj državi Amazonas. Linija P.2 smatra se varijantom pod nadzorom (variant under monitoring, VUM) i sadrži samo mutaciju E484K. Loza P.2 detektirana je kao najraširenija varijanta u nekoliko država Amazonas diljem zemlje krajem 2020. i početkom 2021. godine.

Pojava varijanti koje povećavaju prijenos virusa, njegovu virulenciju ili koje izbjegavaju djelovanje neutralizirajućih antitijela nastalih nakon prirodne infekcije ili cjepiva, predstavljaju javnozdravstveni problem prvog reda koji može imati važan utjecaj na kontrolu pandemije. Iz tog razloga, VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System omogućuje detekciju delecije HV 69/70, mutacija K417N ili K417T povezanih s varijantama od značaja alfa, beta i gama.

### 3. Načelo postupka

Komplet za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System osmišljen je za kvalitativnu detekciju RNK s delecijom HV 69/70, mutacijom K417N i mutacijom K417T u genu S SARS-CoV-2 iz nazofaringealnih i orofaringealnih briseva i uzoraka sline. Detekcija se obavlja u obliku lančane reakcije polimeraze reverznom transkripcijom (RT-PCR) u stvarnom vremenu koja se sastoji od jednog koraka, gdje se reverzna transkripcija i potom amplifikacija specifične ciljne sekvence vrši u istoj reakcijskoj epruveti. Nakon izolacije ciljne RNK, vrši se njena transkripcija čime se dobiva komplementarna DNK zahvaljujući reverznoj transkriptazi, nakon koje slijedi amplifikacija konzervirane regije gena S za SARS-CoV-2 za deleciju HV 69/70, mutaciju K417N i mutaciju K417T primjenom specifičnih početnica i fluorescentno obojane sonde.

VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System temelji se na aktivnosti 5' egzonukleaze DNK polimeraze. Tijekom amplifikacije DNK ovaj enzim rascjepljuje sondu vezanu za sekvencu komplementarne DNK, čime se razdvaja supresorsku boju od indikacijskog gena. Ova reakcija dovodi do povećanja fluorescencijskog signala srazmjernog količini ciljnog predložka. Ta fluorescencija mjeri se na sustavu BD MAX™ System.

Komplet za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System sadrži u svakoj epruveti sve komponente potrebne za test PCR u stvarnom vremenu (specifične primere/sonde, dNTPS, pufer, polimerazu, reverznu transkriptazu) u stabiliziranom formatu, kao i endogenu unutarnju kontrolu za praćenje procesa ekstrakcije i/ili inhibicije aktivnosti polimeraze. Test koristi humani domaćinski gen kao endogenu internu kontrolu (IC) (humani RNase P gen). Ljudski domaćinski geni uključeni su u osnovno održavanje stanice te se stoga očekuje da će biti prisutni u svim ljudskim stanicama s jezgrom te održavati relativno stalne razine ekspresije.

Cilj	Kanal	Gen
Delecija HV 69/70	475/520	Gen S
Mutacija K417N	530/565	Gen S
Mutacija K417T	585/630	Gen S
Endogena Interna kontrola (IC)	630/665	humani RNase P gen

Tablica 1. Cilj, kanal i geni.

### 4. Reagensi koji se isporučuju

Komplet za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System uključuje sljedeće materijale i reagense detaljno opisane u Tablici 2:



Reagens/materijal	Opis	Boja ili crtični kod	Količina
SARS-CoV-2 Variant reaction tube	Smjesa enzima, početnica-sondi, pufera, dNTP-ova, stabilizatora i unutarnje kontrole u stabiliziranom obliku	Zelena folija	2 vrećice sa 12 prozirnih epruveta
Rehydration Buffer tube	Otopina za rekonstituciju stabiliziranog proizvoda	11 folija	1 vrećica sa 24 prozirne epruvete

Tablica 2. Reagensi i materijali osigurani u kompletu za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System s kat. br. VS-USB124 (444216).

## 5. Reagensi i oprema koju mora pribaviti korisnik

Sljedeći popis uključuje materijale i opremu koja je neophodna za korištenje, ali nije dio kompleta za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.

- Real-time PCR instrument: BD MAX™ System (Ref: 441916).
- BD MAX™ ExK™ TNA-3 (Ref:442827 ili 442828).
- BD MAX™ PCR Cartridges (Ref: 437519).
- Vortex.
- Mikropipete (precizne u rasponu od 2 do 1000 µl).
- Nastavci za filter.
- Nenaprašene jednokratne rukavice.
- Neobavezno: VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215)

## 6. Uvjeti za transport i pohranu

- Kompleti se mogu transportirati i čuvati na temperaturi od 2-40°C do isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici.
- Nakon otvaranja aluminijskih vrećica koje sadrže reakcijske epruvete, proizvod se može iskoristiti u roku od 28 dana.

## 7. Mjere opreza za korisnike

- Proizvod je namijenjen isključivo uporabi od strane profesionalnih korisnika, kao što su laboratorijski ili zdravstveni djelatnici i tehničari, koji su prošli edukaciju o tehnikama molekularne biologije.
- Samo za *in vitro* dijagnostičku upotrebu.
- Nemojte koristiti reagente i/ili materijale kojima je istekao rok valjanosti.
- Nemojte koristiti komplet ako je potrgana naljepnica kojom je zatvorena vanjska kutija.
- Nemojte koristiti reagente ako je zaštitna kutija otvorena ili oštećena po prispjeću.
- Nemojte koristiti reagente ako su zaštitne vrećice otvorene ili oštećene po prispjeću.
- Nemojte koristiti reagente ako desikant u vrećicama s reagensima nije prisutan ili je oštećen.
- Nemojte vaditi desikant iz vrećica s reagensima.

- Nakon svake upotrebe odmah zatvorite zaštitne vrećice s reagensima pomoću patentnog zatvarača. Prije zatvaranja istisnite višak zraka iz vrećica.
- Nemojte koristiti reagense ako je folija potrgana ili oštećena.
- Nemojte miješati reagense iz različitih vrećica, kompleta i/ili serija.
- Zaštitite reagense od vlage. Duže izlaganje vlazi može utjecati na učinak proizvoda.
- Čuvajte komponente dalje od svjetlosti.
- U slučajevima gdje se drugi testovi PCR-om obavljaju u istom općem prostoru laboratorija potreban je oprez kako ne bi došlo do kontaminacije kompleta VIASURE SARS-CoV-2 *Variant* Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System, kompleta za ekstrakciju BD MAX™ ExK™ TNA-3 extraction kit, svih dodatnih reagensa potrebnih za testiranje i BD MAX™ sustava. Svakako izbjegavajte kontaminaciju reagensa s mikrobima i ribonukleazama (RNase)/deoksiribonukleazama (DNase). Preporučuje se uporaba jednokratnih, sterilnih vrhova volumetrijskih pipeta ili otpornih na aerosol, bez Rnase/Dnase. Koristite novi vrh sa svakim uzorkom. Rukavice se moraju promijeniti prije rukovanja reagensima i patronama (BD MAX™ PCR Cartridge).
- Radi sprječavanja kontaminacije okruženja amplikonima, nemojte odvajati patronu BD MAX™ PCR Cartridge nakon uporabe. Brtve na patroni BD MAX™ PCR Cartridge dizajnirane su za sprječavanje kontaminacije.
- Koristite jednosmjerni radni proces. Treba započeti u području za ekstrakciju, a zatim preći u područje za amplifikaciju i detekciju. nemojte vraćati uzorke, opremu u reagense u područje u kojem je obavljen prethodni korak.
- Pridržavajte se dobre laboratorijske prakse. Nosite zaštitnu odjeću, jednokratne rukavice, zaštitne naočale i masku. Nemojte jesti, piti, pušiti niti nanositi kozmetičke proizvode u radnom prostoru. Operite ruke nakon što završite test.
- Uzorci se moraju smatrati potencijalno zaraznima i/ili biološki opasnim, a isto vrijedi za reagense i materijale koji su bili izloženi uzorcima i mora se njima rukovati u skladu s nacionalnim sigurnosnim propisima. Poduzmite neophodne mjere opreza prilikom prikupljanja, transporta, pohrane, rukovanja i odlaganja uzoraka u otpad.
- Uzorcima i reagensima potrebno je rukovati u biološkom zaštitnom kabinetu. Koristite osobnu zaštitnu opremu (OZO) u skladu s važećim smjernicama za rukovanje potencijalno zaraznim uzorcima. Zbrinite otpad u skladu s lokalnim i državnim propisima.
- Preporučuje se redovita dekontaminacija opreme koja se često koristi, naročito mikropipeta i radnih površina.
- U skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006. (REACH), kompleti VIASURE Real Time PCR Detection Kits ne zahtijevaju sigurnosne listove (Safety Data Sheets) zbog njihove klasifikacije kao neopasni za zdravlje i okoliš jer ne sadrže tvari i/ili smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje opasnosti dostupne u Uredbi (EZ) br. 1272/2008. (CLP) ili koje su u koncentracijama višim od vrijednosti utvrđene u spomenutoj uredbi za njihovo prijavljivanje.
- Ako se komplet koristi u kombinaciji sa VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215), pročitajte odgovarajuće upute za uporabu.
- Posavjetujte se s Korisničkim priručnikom za BD MAX™ System sustav u vezi s dodatnim upozorenjima, mjerama opreza i postupcima.

## 8. Testni postupak

### 8.1. Prikupljanje, pohrana i transport uzoraka

Komplet za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System ispitan je na nazofaringealnim brisevima i uzorcima sline prikupljenima u virusnom transportnom mediju (VTM) - Vircell S.L., Španjolska). -; univerzalni transportni medij BD™ Universal Viral Transport (UVT) System – BD - ili IMPROVIRAL™ virusni konzervirajući medij (VPM) -Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Ltd i orofaringealni uzorci prikupljeni u virusnom transportnom mediju (VTM) - Vircell. Drukčije vrste uzoraka mora validirati korisnik.

Prikupljanje, pohrana i transport uzoraka treba obavljati u uvjetima koje je validirao korisnik. U globalu, respiratorne uzorke i uzorke sline treba prikupiti i označiti pravilno u čiste spremnike sa ili bez transportnog medija (ovisno o vrsti uzorka) i obraditi što je moguće prije u cilju osiguranja kvalitete testa. Uzorci se trebaju transportirati na temperaturi od 2 °C do 8 °C tijekom 72 sati u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima za transport patogenih materijala. Za dugotrajni transport (duži od 72 sata) preporučujemo otpremanje na temperaturi od -20 °C ili nižoj. Preporučuje se upotreba svježih uzoraka za test. Uzorci se mogu čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C tijekom 72 sati ili držati smrznuti na temperaturi od -20°C ili idealno na -70°C za pohranu. Treba izbjegavati ponavljanje ciklusa smrzavanja i odmrzavanja kako bi se spriječilo propadanje uzorka i nukleinskih kiselina.

Nazofaringealni/orofaringealni brisevi i uzorci sline moraju se prikupljati, transportirati i pohraniti u skladu s odgovarajućim laboratorijskim smjernicama. Pojedini potražite u smjernicama Centara za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) (Smjernice za prikupljanje uzoraka. Web-stranica <https://www.cdc.gov/urdo/downloads/SpecCollectionGuidelines.pdf> i Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens for COVID-19. Web-stranica <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>) i smjernicu Američkog društva za zarazne bolesti (IDSA) (Miller, J. M., Binnicker, M. J., Campbell, S., ... & Pritt, B. S. (2018). A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. *Clinical Infectious Diseases*, 67(6), e1-e94).

### 8.2. Priprema uzoraka i ekstrakcija RNK

Prikupljanje uzorka obavite u skladu s preporukama iz uputa za upotrebu kompleta za ekstrakciju koji koristite, BD MAX™ ExK™ TNA-3. Moguće je da će neki drugi uzorci zahtijevati predobradu. Korisnik treba razviti i validirati postupke pripreme za ekstrakciju specifične za predmetnu primjenu.

Kada se koriste nazofaringealni ili orofaringealni uzorci:

1. Pipetom prenesite između 400 µl i 750 µl nazofaringealnog ili orofaringealnog brisa prikupljenog u virusnom transportnom mediju (VTM) ili u univerzalnom transportnom mediju BD™ Universal Viral Transport (UVT) System u epruvetu za uzorak s puferom BD MAX™ ExK™ TNA-3 Sample Buffer Tube te je zatvorite čepom s membranom. Izmiješajte uzorak vrtloženjem pri visokoj brzini tijekom 1 minute. Predite na rad sa BD MAX™ System Operation.

U slučaju korištenja uzoraka sline prikupljenih u transportnom mediju:

1. Uzorci sline mogu se prikupiti u virusnom transportnom mediju (VTM), BD™ Universal Viral Transport (UVT) univerzalnom virusnom transportu, ili IMPROVIRAL™ Viral Preservative Medium (VPM) virusnom konzervirajućem mediju u omjeru 1:3 (slina:medij). Izmiješajte vrtloženjem tijekom 1 minute pri visokoj brzini. Pipetom prenesite 750 µl u epruvetu za uzorak s puferom BD MAX™ ExK™ TNA-3 Sample Buffer Tube te je zatvorite čepom s membranom. Izmiješajte uzorak vrtloženjem pri visokoj brzini tijekom 1 minute. Pređite na rad sa BD MAX™ System Operation.

U slučaju korištenja čistih uzoraka sline:

1. Kombinirajte slinu s virusnim transportnim medijem (VTM), BD™ Universal Viral Transport (UVT) univerzalnim virusnim transportom, ili IMPROVIRAL™ Viral Preservative Medium virusnim konzervirajućim medijem (VPM) tako da je završni omjer sline:medij 1:3. Izmiješajte vrtloženjem tijekom 1 minute pri visokoj brzini. Zatim pipetom prenesite 750 µl u epruvetu za uzorak s puferom BD MAX™ ExK™ TNA-3 Sample Buffer Tube te je zatvorite čepom s membranom. Izmiješajte uzorak vrtloženjem pri visokoj brzini tijekom 1 minute. Pređite na rad sa BD MAX™ System Operation.

### 8.3. Protokol za PCR

Napomena: Detaljne upute potražite u Korisničkom priručniku za BD MAX™ System sustav.

#### 8.3.1. Kreiranje programa za testiranje PCR-om za komplet VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Kit za sustav BD MAX™ System

Napomena: Ako ste već kreirali test za komplet VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System možete preskočiti korak 8.3.1 i preći izravno na 8.3.2.

- 1) Na zaslону „Run“ (Pokreni) na BD MAX™ System sustavu odaberite karticu „Test Editor“ (Uređivač testa).
- 2) Kliknite na gumb „Create“ (Kreiraj).
- 3) Na kartici Basic Information (Osnovne informacije) unutar prozora "Test Name" (Naziv testa), imenujte svoj test: tj. VIASURE SARS-CoV-2 Variant.
- 4) S padajućeg izbornika „Extraction Type“ (Vrsta ekstrakcije) odaberite „ExK TNA-3“.
- 5) S padajućeg izbornika „Master Mix Format“ (Oblik glavne smjese) odaberite „Type 5“ (Tip 5).
  - a. Napomena: Proizvod se može koristiti u kombinaciji sa VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215), zatim odaberite "Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with Rehydration Buffer (Type 5)" (Dvostruka glavna smjesa koncentriran liofiliziran MM s rehidracijskim puferom - Tip 5).
- 6) U „Sample extraction parameters“ (Parametri ekstrakcije uzorka) odaberite „User defined“ (Korisnički definirani) i prilagodite volumen uzorka na 950 µl.
- 7) U „Ct Calculation“ (Ct izračun) odaberite „Call Ct at Threshold Crossing“ (Izračunaj Ct pri prelasku granice).
- 8) Na radnom softveru verzije 5.00 ili više te sa snap-in epruvetama s crtičnim kodom, na izborniku "Custom Barcodes" (Zadani crtični kodovi) odaberite sljedeću konfiguraciju:

- a. „Snap-In 2 Barcode“ (Snap-In 2 crtični kod): ostavite prazno (u vezi s reakcijskom epruветom SARS-CoV-2 Variant reaction tube nije potrebna konfiguracija crtičnog koda).
- b. „Snap-In 3 Barcode“ (Snap-In 3 crtični kod): 11 (u vezi epruветe s Rehydration Buffer Tube (rehidracijskim puferom)).
- c. „Snap-In 4 Barcode“ (Snap-In 4 crtični kod): 1G ako se koristi u kombinaciji s reakcijskom epruветom SARS-CoV-2 (N1 + N2) reaction tube i formatom “Dual Master mix Concentrated Lyophilized MM with rehydration Buffer (Type 5)” (Dvostruka glavna smjesa koncentriran liofiliziran MM s rehidracijskim puferom - Tip 5) (odjeljak 8.3.1).
- 9) Na kartici „PCR settings“ (Postavke za PCR) unesite sljedeće parametre: „Channel Settings“ (Postavke kanala), „Gains“ (Dobit) i „Threshold“ (Granica) (Tablica 3).
- a. Napomena: Proizvod se može koristiti u kombinaciji s kompletom VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System (Ref: 444215), “PCR Settings” (Postavke za PCR) i “Test Steps” (Koraci testa) treba popuniti za položaje Snap-In 4 (plavi) (pogledajte odgovarajuće upute za uporabu).

Channel (Kanal)	Alias (Drugi nazivi)	Gain (Dobit)	Threshold (Prag)	Ct Min (Ct Min)	Ct Max (Ct Maks)
475/520 (FAM)	HV69-70	80	150	0	40
530/565 (HEX)	K417N	80	150	0	40
585/630 (ROX)	K417T	80	150	0	40
630/665 (Cy5)	IC	80	150	0	35
680/715 (Cy5.5)	-	0	0	0	0

Tablica 3. „PCR Settings“ (Postavke za PCR).

Napomena: Preporučuje se postavljanje gore navedenih minimalnih graničnih vrijednosti za svaki kanal kao početnu točku, ali završne postavke mora odrediti krajnji korisnik tijekom tumačenja rezultata kako bi se osiguralo da granice spadaju u eksponencijalnu fazu krivulja fluorescencije i iznad bilo kojeg pozadinskog signala. Granična vrijednost različitih instrumenata može se razlikovati zbog različitih intenziteta signala.

- 10) Na kartici „PCR settings“ (Postavke za PCR) unesite i sljedeće parametre: „Spectral Cross Talk“ (Tablica 4)

		False Receiving Channel (Kanal s lažnim rezultatima)					
		Channel (Kanal)	475/520	530/565	585/630	630/665	680/715
Excitation Channel (Kanal za pobuđivanje)	475/520	-	3,0	0,0	0,0	0,0	
	530/565	1,0	-	0,0	0,0	0,0	
	585/630	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
	630/665	0,0	0,0	5,0	-	0,0	
	680/715	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Tablica 4. Parametri „Spectral Cross Talk“ (spektralnog preklapanja signala).

- 11) Na kartici „Test Steps“ (Koraci testa) unesite protokol za PCR (Tablica 5).

Step Name (Naziv koraka)	Profile Type (Vrsta profila)	Cycles (Ciklusi)	Time (s) (Vrijeme (Vremena))	Temperature (Temperatura)	Detect (Detekcija)
Reverse transcription (Reverzna transkripcija)	Čekanje	1	900	45 °C	-
Initial denaturation (Početna denaturacija)	Čekanje	1	120	98 °C	-
Denaturation and Annealing/Extension (Data collection) (Denaturacija i sparivanje/produljenje (prikupljanje podataka))	2- temperatura	45	10	95 °C	-
			61,1	63 °C	✓

Tablica 5. Protokol za PCR.


12) Kliknite na gumb „Save Test“ (Spremi test).

### 8.3.2. Postavljanje BD MAX™ stalka

- 1) Za svaki uzorak koji treba testirati izvadite pojedinačne trake s reagensima u bloku iz kompleta BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit. Lagano udarite svaku traku o čvrstu površinu kako biste osigurali da se sve tekućine nalaze na dnu epruveta i stavite ih na stalke za uzorke BD MAX™ System sustava.
- 2) Izvadite potrebni broj BD MAX™ ExK™ TNA Extraction Tubes epruveta za ekstrakciju (B4) iz njihove zaštitne vrećice. Postavite epruvetu/e za ekstrakciju (bijela folija) u njihove odgovarajuće položaje u TNA traku (položaj 1, kodiranje bijele na stalku. Pogledajte Sliku 1). Istisnite višak zraka i zatvorite vrećicu patentnom zatvaračem.
- 3) Odredite i razdvojite odgovarajući broj reakcijskih epruveta SARS-CoV-2 Variant reaction tube (zeleno folija) i postavite ih u njihove odgovarajuće položaje na traci (položaj 2, označen zelenom bojom na stalku. Pogledajte Sliku 1).
  - a. Istisnite višak zraka i zatvorite aluminijske vrećice patentnim zatvaračem.
  - b. U cilju obavljanja pravilnog postupka rehidracije pazite da se liofilizirani proizvod nalazi na dnu epruvete te da ne prijanja za gornji dio epruvete ili za zatvarač od folije. Lagano pritisnite svaku epruvetu na tvrdj površini kako biste se uvjerali da je sav proizvod na dnu epruvete.
    - i. Napomena: Ako odaberete oblik „Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with rehydration Buffer (Type 5)“ (Dvostruka glavna smjesa koncentriran liofiliziran MM s rehidracijskim puferom - Tip 5) (odjeljak 8.3.1), odredite i razdvojite odgovarajući broj dodatnih reakcijskih epruveta SARS-CoV-2 reaction tubes (1G folija u slučaju testa VIASURE SARS-CoV-2 (N1+N2)) i postavite ih u njihove odgovarajuće položaje na traci (položaj 4, označen plavom bojom na stalku. Pogledajte Sliku 1). Istisnite višak zraka i zatvorite aluminijske vrećice patentnim zatvaračem.
- 4) Izvadite odgovarajući broj epruveta s Rehydration Buffer Tubes (rehidracijskim puferom) (folija 11) i postavite ih u njihove odgovarajuće položaje na traci (položaj 3, nije obojen na stalku. Pogledajte Sliku 1). Istisnite višak zraka i zatvorite vrećicu patentnim zatvaračem.

- a. U cilju osiguravanja pravilnog prijenosa pazite da se tekućina nalazi na dnu epruvete te da ne prijanja za gornji dio epruvete ili za zatvarač od folije. Lagano pritisnite svaku epruvetu na tvrdoj površini kako biste se uvjerali da je sav proizvod na dnu epruvete.

Slika 1. BD MAX™ TNA Reagent Strip (traka s reagensima) (TNA) iz kompleta BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit.



### 8.3.3. Postavljanje BD MAX™ instrumenta

- 1) Odaberite karticu „Work List“ (Radni popis) na zaslonu „Run“ (Pokreni) na BD MAX™ sustavu s verzijom softvera v4.50A ili novijom.
- 2) S padajućeg izbornika „Test“ odaberite VIASURE SARS-CoV-2 Variant (ako test nije već kreiran, pogledajte odjeljak 8.3.1).
- 3) Odaberite odgovarajući broj serije kompleta (naveden na vanjskoj kutiji kompleta za ekstrakciju kojeg koristite) s padajućeg izbornika (neobavezno).
- 4) Unesite identifikacijski broj „sample Buffer Tube“ (epruvete za uzorak s puferom) u prozor „Sample tube“ (Epruveta s uzorkom) na kartici „Work List“ (Radni popis) skeniranjem crtičnog koda pomoću skenera ili ručnim unošenjem broja.
- 5) Popunite polje „Specimen/Patient ID“ (ID uzorka/bolesnika) i/ili prozor „Accession“ (Pristup) na kartici „Work List“ (Radni popis) i kliknite na gumb „Save“ (Spremi). Nastavite s postupkom dok ne unesete sve epruvete za uzorak s puferom. Pazite da se ID uzorka/bolesnika i epruvete za uzorak s puferom podudaraju.
- 6) Stavite pripremljenu epruvetu za uzorak s puferom na BD MAX™ stalak/stalke.
- 7) Stavite stalak/stalke u BD MAX™ System sustav (stalak A se nalazi na lijevoj strani BD MAX™ System sustava, dok se stalak B nalazi na desnoj strani).
- 8) Stavite potrebni broj BD MAX™ PCR Cartridge(s) patrona u BD MAX™ System sustav.
- 9) Zatvorite vrata BD MAX™ System sustava.
- 10) Kliknite „Start Run“ (Pokreni postupak) da započnete postupak.

### 8.3.4. BD MAX™ izvješće

- 1) U glavnom izborniku kliknite na gumb „Results“ (Rezultati).
- 2) Kliknite dvaput na svoj postupak na popisu ili pritisnite gumb „view“ (prikaz).
- 3) Kliknite na „Print“ (Ispiši) i odaberite: “Run Details, Test Details and Plot...” (Podaci o postupku, podaci o testu i grafikon...“.
- 4) Kliknite na gumb „Print or Export“ (ispiši ili izvezi) na zaslону „Run Reports“ (Izvješća o postupku)

## 9. Tumačenje rezultata

Detaljne upute za analiziranje podataka potražite u Korisničkom priručniku za BD MAX™ System sustav.

Analiza VIASURE SARS-CoV-2 *Variant* Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System namijenjena je primjeni na uzorcima s pozitivnim rezultatom na RNK virusa SARS-CoV-2. Ako se koristi zajedno sa VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System na uzorcima nepoznatog statusa za prisutnost RNK virusa SARS-CoV-2 RNA, molimo pogledajte te upute za uporabu za tumačenje rezultata za određivanje rezultata RNK virusa SARS-CoV-2.

Analizu podataka obavlja BD MAX™ softver prema uputama proizvođača. BD MAX™ softver kreira izvješće o Ct vrijednostima i amplifikacijskim krivuljama za svaki kanal detekcije svakog uzorka testiranog na sljedeći način:

- Ct vrijednost 0 znači da softver nije izračunao Ct vrijednost s navedenom granicom (pogledajte Tablicu 3). Amplifikacijska krivulja uzorka koja pokazuje „0“ za Ct vrijednost mora se provjeriti ručno.
- Ct vrijednost -1 znači da nije došlo do amplifikacijskog procesa.
- Svaku drugu Ct vrijednost treba tumačiti u vezi s amplifikacijskom krivuljom i prema smjernicama za tumačenje uzoraka navedenim u Tablici 6.

Provjerite unutarnji kontrolni signal da potvrdite funkcionira li amplifikacijska smjesa ispravno. Pored toga, provjerite da nema izvješća o kvaru BD MAX™ System sustava.

Pomoću sljedeće tablice očitajte i analizirajte rezultate:



Delecija HV 69/70 (475/520)	Mutacija K417N (530/565)	Mutacija K417T (585/630)	Endogena unutarjna kontrola (630/665)	Tumačenje
+	-	-	+/- <sup>1</sup>	Detektirana delecija HV 69/70 <sup>1</sup>
-	+	-	+/- <sup>1</sup>	Detektirana mutacija K417N <sup>1</sup>
-	-	+	+/- <sup>1</sup>	Detektirana mutacija K417T <sup>1</sup>
+	+	-	+/- <sup>1</sup>	Detektirana delecija HV 69/70 i mutacija K417N <sup>1</sup>
+	-	+	+/- <sup>1</sup>	Detektirana delecija HV 69/70 i mutacija K417T <sup>1</sup>
-	+	+	+/- <sup>1</sup>	Detektirana mutacija K417N i K417T <sup>1</sup>
+	+	+	+/- <sup>1</sup>	Detektirana delecija HV 69/70, mutacija K417N i mutacija K417T <sup>1</sup>
-	-	-	+1	Nije detektirana delecija HV 69/70, mutacija K417N i mutacija K417T <sup>1</sup>
-	-	-	- <sub>2</sub>	Neriješeni (UNR) rezultat dobiven u prisutnosti inhibitora reakcije PCR-a ili kada dođe do nekog općeg problema (koji nije pokriven šifrom o pogrešci) pri obradi uzorka i/ili amplifikaciji. <sup>2</sup>
IND	IND	IND	IND	Rezultat testa nije moguće utvrditi (IND). Zbog kvara sustava BD MAX™ System. Rezultat testa prikazan u slučaju kvara instrumenta povezanog sa šifrom o pogrešci.
INC	INC	INC	INC	Nepotpun rezultat testa (INC). Zbog kvara sustava BD MAX™ System. Rezultat testa prikazan u slučaju neuspješnog obavljanja postupka.

Tablica 6. Tumačenje rezultata.

+: Došlo je do amplifikacije.

-: Nije došlo do amplifikacije.

**1** Uzorak se smatra pozitivnim ako je dobivena Ct vrijednost manja od 40. Endogena interna kontrola (IC) može ili ne mora pokazivati signal amplifikacije. Ponekad detekcije interne kontrole nije potrebna jer veliki broj kopija cilja može uzrokovati preferencijalnu amplifikaciju ciljno-specifičnih nukleinskih kiselina.

**2** U slučaju negativnih ciljnih mjesta delecije HV 69/70, mutacije K417N i mutacije K417T, unutarjna kontrola mora pokazati signal amplifikacije s Ct manjim od 35. Ct vrijednosti mogla bi varirati zbog endogene interne kontrole te se radi o domaćinskom genu koji bi morao biti prisutan u svim ljudskom stanicama s jezgrom u izvornom uzorku. Ako postoji odsutnost signala ili Ct vrijednost  $\geq 35$  endogene interne kontrole, rezultat se smatra "Neriješenim" te je potrebno ponovno testiranje.

Sažetak mutacija povezanih sa sljedećim linijama prisutnim u najpoznatijim varijantama od značaja (VOC):

Linije	Oznaka WHO	Mutacije u genu S <sup>1</sup>		
		Delecija HV 69/70	Mutacija K417N	Mutacija K417T
B.1.1.7	Alfa	X	-	-
B.1.351	Beta	-	X	-
P.1	Gama	-	-	X

Tablica 7. Sažetak mutacija povezanih s poznatim varijantama od značaja (VOC).

<sup>1</sup><https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-cases-data> (podaci do 19. svibnja 2021.).

Druge varijante mogu imati deleciju HV 69/70 i mutacije K417T i K417N jer nisu specifične za spomenute varijante.

**Konačno dodjeljivanje liniji mora se obaviti sekvenciranjem.**

U slučaju stalnog dvosmisljenog rezultata preporučuje se pregledati upute za uporabu te proces ekstrakcije kojeg koristi korisnik; za potvrdu ispravne učinkovitosti svakog RT-qPCR koraka te pregled parametara; te za provjeru sigmoidnog oblika krivulje i intenzitet fluorescencije.

Rezultate testa treba procijeniti zdravstveni djelatnik uzimajući u obzir anamnezu, kliničke simptome i druge dijagnostičke testove.

## 10. Ograničenja testa

- Rezultate testa treba procijeniti zdravstveni djelatnik uzimajući u obzir anamnezu, kliničke simptome i druge dijagnostičke testove.
- Iako se ovaj test može koristiti s drugim vrstama uzoraka, validiran je s nazofaringealnim/orofaringealnim brisovima i uzorcima sline prikupljenima u VTM-u.
- Za dobru učinkovitost testa liofilizirani proizvod mora biti na dnu epruvete te ne smije prianjati na gornjem dijelu epruvete ili čepa od folije. Lagano pritisnite svaku epruvetu na tvrdoj površini kako biste se uvjerali da je sav proizvod na dnu epruvete.
- Izgled reakcije smjese u stabiliziranom formatu koji se obično nalazi na dnu epruvete razlikuje se od uobičajenog (bez stožastog oblika, inhomogeni, manji/veći i/ili bojom različit od bjeličastog) ne mijenja funkcionalnost testa.
- Kvaliteta testa ovisi o kvaliteti uzorka; mora se ekstrahirati odgovarajuća nukleinska kiselina iz respiratornih uzoraka.
- Ovaj test je samo kvalitativni test te ne osigurava kvantitativni vrijednosti te ne ukazuje na broj prisutnih organizama.
- Izuzetno niske razine ciljnog elementa ispod razine detekcije mogu biti detektirane, no moguće je da se rezultati neće moći ponoviti.
- Postoji mogućnost pojave lažnih pozitivnih rezultata zbog unakrsne kontaminacije RNK SARS-CoV-2 s delecijom HV 69/70, mutacijom K417N ili mutacijom K417T u genu S, bilo uzorcima koji sadrže visoke koncentracije ciljne RNK ili kontaminacije izazvane proizvodima koji sadrže PCR iz ranijih reakcija.
- Specifične kombinacije početnice i sonde za detekciju delecije HV 69/70, mutacije K417N ili mutacije K417T korištene u kompletu VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System ne pokazuju značajne kombinirane homologije s ljudskim genomom, ljudskom mikroflorom, ili drugim koronavirusima, što bi moglo rezultirati predvidljivim lažno pozitivnim rezultatima.
- Lažno negativni rezultati mogu nastati uslijed nekoliko čimbenika te njihovih kombinacija uključujući:
  - nepravilno prikupljanje uzoraka, transport, pohrana i/ili metode rukovanja.
  - Nepravilne postupke obrade (uključujući ekstrakciju RNK).
  - Degradacija virusne RNK tijekom otpreme/pohrane i/ili obrade uzorka.

- Mutacije ili polimorfizmi na veznim regijama početnice ili sonde mogu utjecati na detekciju nove ili nepoznate varijante SARS-CoV-2.
- Virusno opterećenje u uzorku koje je ispod granice detekcije za test:
- Prisutnost RT-qPCR inhibitora ili drugih tipova interferirajućih tvari. Nisu procijenjeni utjecaji cjepiva, antivirusnih terapija, antibiotika, kemoterapijskih sredstva ili imunosupresiva korištenih za prevenciju COVID-19 ili tijekom liječenja infekcije.
- Neuspjeh u pridržavanju uputa za uporabu te prilikom postupka testiranja.
- Neki uzorci možda neće iskazati amplifikacijske krivulje *RNase P* zbog niskog broja ljudskih stanica u izvornom kliničkom uzorku. Negativan signal unutarnje kontrole ne isključuje prisutnost delecije HV 69/70, mutacije K417N ili mutacije K417T u kliničkom uzorku.
- Pozitivan rezultat testa ne ukazuje nužno na prisutnost vidljivih virusa te ne ukazuje da su ti virusi infektivni ili uzročni agensi za kliničke simptome. Međutim, pozitivni rezultat ukazuje na prisutnost ciljnih virusnih sekvenci.
- Prisutnost delecije HV 69/70 povezana je s alfa-varijantom (linija B.1.1.7), mutacijom K417N s beta-varijantom (linija B.1.351) i mutacijom K417T s gama-varijantom (linija P.1), međutim, konačno dodjeljivanje liniji mora se obaviti sekvenciranjem.
- Negativni rezultati ne isključuju prisutnost RNK virusa SARS-CoV-2 jer se taj test namjerava koristiti s pozitivnim uzorcima SARS-CoV-2.
- U slučaju neriješenih, neutvrdivih ili nepotpunih rezultata primjenom kompleta za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System, potrebno je ponovno testiranje. Neriješeni rezultati mogu biti posljedica prisutnosti inhibitora u uzorku ili nepravilne rehidracije epruvete s liofiliziranom reakcijskom smjesom. Ako postoji kvar na instrumentu, dobivaju se neutvrdivi ili nepotpuni rezultati.

## 11. Kontrola kvalitete

Komplet VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System sadrži endogenu unutarnju kontrolu (IC) u svakoj reakcijskoj epruveti pomoću koje se potvrđuje pravilno provođenje tehnike.

## 12. Radne karakteristike

### 12.1. Klinička osjetljivost i specifičnost

Klinička učinkovitost kompleta VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System testirana je na respiratornim kliničkim uzorcima (nazofaringealnim brisevima) od pacijenata sa sumnjom na respiratornu infekciju. Dobiveni su sljedeći rezultati:

	Centar	Vrsta uzorka	Hodogram	Cilj
1	CerTest Biotec S.L (Zaragoza, Spain)	nazofaringealni bris	BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit + BD MAX™ System	Delecija HV 69/70
				Mutacija K417T
				Mutacija K417N

Tablica 8. Mjesto, vrsta uzorka, radni proces i cilj.

Istinski pozitivne i negativne vrijednosti, lažne pozitivne i negativne vrijednosti, vrijednosti osjetljivosti i specifičnosti za komplet VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System izračunate su u odnosu na svaki komparativni test kako je prikazano u sljedećim tablicama:

Centar	Analiza usporednog lijeka	Cilj	TP	TN	FP	FN	Osjetljivost	Specifičnost
1	TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit/ VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit molekularni test + sekvenciranje	Delecija HV 69/70	48	167	0	2	96% (85 – 99)	100% (97 – 100)
		Mutacija K417T	50	167	0	0	100% (91 – 100)	100% (97 – 100)
		Mutacija K417N	7	209	0	1	88% (46 – 99)	100% (97 – 100)

Tablica 9. Istinski pozitivne (TP) i negativne (TN) vrijednosti, lažno pozitivne (FP) i negativne (FN) vrijednosti, osjetljivost i specifičnost za komplet za detekciju VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.

Rezultat pokazuje slaganje za detekciju delecije HV 69/70, mutacija SARS-CoV-2 K417T i K417N pomoću VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.


Kako bi se procijenila kompatibilnost različitih matrica uzoraka (nazofaringealni bris, orofaringealni bris i nazofaringealni/orofaringealni bris u VTM-u tvrtke Vircell), provedena je studija kompatibilnosti. Dobiveni rezultati pokazali su da su tri različite matrice uzoraka kompatibilne s VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System.

## 12.2. Analitička osjetljivost


Ovo su rezultati granice detekcije kompleta VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System s pozitivnom stopom od  $\geq 95\%$ :

- Granica detekcije kompleta VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System iznosi  $\geq 2$  kopije genoma po reakciji na nazofaringealnim brisevima i  $\geq 5$  kopija genoma po reakciji na uzorcima sline za deleciju HV 69/70 izmjerenu uporabom linije SARS-CoV-2 B.1.1.7.
- Granica detekcije kompleta VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System iznosi  $\geq 5$  kopija genoma po reakciji na nazofaringealnim brisevima i  $\geq 5$  kopija genoma po reakciji na uzorcima sline za mutaciju K417N izmjerenu uporabom linije SARS-CoV-2 B.1.351.
- Granica detekcije kompleta VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System iznosi  $\geq 10$  kopija genoma po reakciji na nazofaringealnim brisevima i  $\geq 15$  kopija genoma po reakciji na uzorcima sline za mutaciju K417T izmjerenu uporabom linije SARS-CoV-2 P.1.


Slika 2. Serija razrjeđivanja predloška SARS-CoV-2 Variant (delecija HV 69/70) (sintetička cDNK) ( $5.3 \cdot 10^5$  -  $5.2 \cdot 10^1$  kopija genoma po reakciji) analizirana na sustavu BD MAX™ System (475/520 (FAM) kanal).



Slika 3. Serije razrjeđivanja predloška SARS-CoV-2 Variant (mutacija K417N) (sintetička cDNK) ( $5.3 \cdot 10^5$  -  $5.2 \cdot 10^1$  kopija genoma po reakciji) na sustavu BD MAX™ System (530/565 (HEX) kanal).



Slika 4. Serije razrjeđivanja predloška SARS-CoV-2 Variant (mutacija K417T) (sintetička cDNK) ( $5.3 \cdot 10^5$  -  $5.2 \cdot 10^1$  kopija genoma po reakciji) na sustavu BD MAX™ System (585/630 (ROX) kanal).



### 12.3. Analitička specifičnost

Specifičnost testa SARS-CoV-2 potvrđena je testiranjem panela koji se sastoji od različitih mikroorganizama koji predstavljaju najčešće respiratorne patogene. Nije zabilježena unakrsna reaktivnost između bilo kojih od sljedećih testiranih mikroorganizama:

Testiranje unakrsne reaktivnosti					
Ljudski adenovirus tipovi 1-5, 8, 15, 31, 40 i 41	-	Influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 virus	-	Mycoplasma pneumoniae	-
Bocavirus	-	Influenza A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180 (H1N1)pdm09 virus	-	Mycobacterium tuberculosis	-
Bordetella bronchiseptica	-	Influenza A/Thüringen/5/17 (H3N2) virus	-	Virusi ljudske parainfluence tipa 1, 2, 3 i 4	-
Bordetella holmesii	-	Influenza A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) virus	-	Pneumocytis jirovecii tip A1 i g885652	-
Bordetella parapertussis	-	Influenza A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B (H3N2) virus	-	Ljudski rinovirus	-
Bordetella pertussis	-	Influenza A/DE-SH/Reiherente/AR8444/ 2016 (H5N8) virus	-	Respiratorni sincicijski virus (RSV) A/B	-
Chlamydia caviae	-	Influenza A/Anhui/1/2013 (H7N9) virus	-	SARS koronavirus soj Frankfurt 1	-
Chlamydia psittaci genotip A i C	-	Influenza B/Brisbane/60/2008 virus	-	Ljudski soj 2019-nCoV BetaCoV/Germany/BavPat1/2020 p.1*	-
Chlamydophila pneumoniae CM-1	-	Influenza A/South Australia/55/2014, IVR-175	-	Ljudski soj 2019-nCoV 2019-nCoV/Italy-INMI1*	-
Ljudski koronavirus 229E, OC43, NL63 i HKU1	-	Influenza B/Phuket/3073/2013 virus	-	MT007544.1 (SARS-CoV-2 izolat Australia/VIC01/2020)*	-
MERS koronavirus	-	Influenza B/Florida/04/06 virus	-	MN908947.3 (SARS-CoV-2 izolat Wuhan-Hu-1)*	-
Enterovirus Cocksackievirus A24, A9 i B3	-	Legionella bozemanii	-	SARS-CoV-2 soj 2019nCoV/USAWA1/2020*	-
Enterovirus Echovirus 30	-	Legionella dumoffii	-	SARS-CoV-2 BetaCoV/Berlin/ChVir1670/2020_izolatBER*	-
Enterovirus 68, 71	-	Legionella longbeachae	-	SARS-CoV-2 BetaCoV/Munich/ChVir984/2020*	-
Haemophilus influenzae Minna	-	Legionella micdadei	-	SARS-CoV-2 BetaCoV/Baden-Wuerttemberg/1/ChVir1577/2020_izolatBER*	-
Influenza A/New Caledonia/20/99(H1N1) virus	-	Legionella pneumophila	-	Staphylococcus aureus	-
Influenza A/Victoria/210/2009 (H3N2)	-	Ljudski metapneumovirus A i B	-	Streptococcus pneumoniae	-
Influenza A/California/7/2009(H1N1) pdm09 virus	-	Moraxella catarrhalis	-	Streptococcus pyogenes	-

Tablica 10. Referentni patogeni mikroorganizmi korišteni u ovom ispitivanju.

\* Imajte na umu da se otkrivanje tih sojeva SARS-CoV-2 ne razmatra u ovom testu. Ovaj je test osmišljen za kvalitativnu detekciju delecije HV 69/70, mutacije K417N i mutacije K417T u genu S prisutnom u varijantama SARS-CoV-2 alfa, beta i gama (linije B.1.1.7, B.1.351 i P.1), između ostalih.

## 12.4. Analitička reaktivnost

Reaktivnost kompleta VIASURE SARS-CoV-2 Variant Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System procijenjena je u odnosu na sintetičku RNK kontrolu za dvije različite sekvence povezane s alfa-varijantom (B.1.1.7\_710528 UK varijanta i B.1.1.7\_601443 UK varijanta), jednu sekvencu povezanu s beta-varijantom (kontrola 16, SARS-CoV-2 linija B.1.351 South Africa/KRISP-ECK005299/2020) i jednu sekvencu povezanu s gama-varijantom (kontrola 17, SARS-CoV-2 linija P.1 japanska/brazilska varijanta Japan/IC-0564/2021) i pokazala je pozitivne rezultate.











## Bibliography/Literatura

1. Huang, C. *et al.* Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*, 2020. DOI : 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
2. Zhu N. *et al.* A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. *New England Journal of Medicine.*, 2020. DOI : 10.1056/NEJMod2001017.
3. World Health Organization. MERS situation update. January 2020. Available from <https://applications.emro.who.int/docs/EMCSR254E.pdf?ua=1> Accessed January 2021.
4. Chen N. *et al.* Epidemiological and Clinical Characteristics of 99 Cases of 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia in Wuhan, China. *The Lancet*, 2020. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
5. Lv D.F. *et al.* Dynamic change process of target genes by RT-PCR testing of SARS-Cov-2 during the course of a Coronavirus Disease 2019 patient. *Clinica Chimica Acta* 2020; 506: 172-175.
6. World Health Organization. Clinical management of COVID-19 disease" Interim guidance 27 May 2020. Available from <https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19> Accessed January 2021.
7. Lu R. *et al.* Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. *The Lancet*, 2020. DOI : 10.1016/S0140-6736(20)30251-8.
8. Rothe C. *et al.* Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. *New England Journal of Medicine*, 2020. DOI : 10.1056/NEJMc2001468.
9. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Symptoms of Coronavirus. Available from <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html> Accessed January 2021.
10. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Older Adults. Available from <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html> Accessed January 2021.
11. World Health Organization. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases. Interim guidance. 19 March 2020. Available from <https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117> Accessed January 2021.
12. Yan Y *et al.* Laboratory testing of SARS-CoV, MERS-CoV, and SARS-CoV-2 (2019-nCoV): Current status, challenges, and countermeasures. *Reviews in Medical Virology* 2020; 30(3):e2106.
13. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-time rRT-PCR Panel Primers and Probes. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/rt-pcr-panel-primer-probes.pdf> Accessed January 2021.
14. Chu D.K.W. *et al.* Molecular Diagnosis of a Novel Coronavirus (2019-nCoV) Causing an Outbreak of Pneumonia. *Clinical Chemistry* 2020;66(4): 549-555.
15. Corman V.M. *et al.* Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. *European communicable disease bulletin* 2020;25(3).
16. European Centre for Disease Prevention and Control. Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update – 12 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020. Available from <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-sixth-update-Outbreak-of-novel-coronavirus-disease-2019-COVID-19.pdf> Accessed January 2021.
17. Lim, Y. X., Ng, Y. L., Tam, J. P., & Liu, D. X. (2016). Human coronaviruses: a review of virus–host interactions. *Diseases*, 4(3), 26.



18. McBride R. *et al.* The coronavirus nucleocapsid is a multifunctional protein. *Viruses* 2014; 6(8):2991-3018.
19. Sheikh A. *et al.* Analysis of preferred codon usage in the coronavirus N genes and their implications for genome evolution and vaccine design. *Journal of Virological Methods* 2020; 277:113806.
20. World Health Organization. Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19: interim guidance Interim guidance. 21 March 2020. Available from <https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-testing-strategy-recommendations-for-covid-19-interim-guidance>. Accessed January 2021.
21. Enfermedad por coronavirus, COVID-19, Información Científica-técnica. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad, España. 01-2021.
22. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Emerging SARS-CoV-2 Variants. Available from <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/scientific-brief-emerging-variants.html> Accessed May 2021
23. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions. Available from <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html> Accessed May 2021.
24. Brief report: New Variant Strain of SARS-CoV-2 Identified in Travelers from Brazil (NIID, Japan) Available from <https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/10108-covid19-33-en.html> Accessed May 2021.
25. Genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in Manaus: preliminary findings. Available from <https://virological.org/t/genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-manaus-preliminary-findings/586> Accessed May 2021.
26. Tegally H *et al.* Emergence and rapid spread of a new severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2) lineage with multiple spike mutations in South Africa. medRxiv 2020; doi: 10.1101/2020.12.21.20248640

## Symbols for IVD components and reagents/ Simboli za IVD komponente i reagense

 <p>In vitro diagnostic device In vitro dijagnostički uređaj</p>	 <p>Keep dry Čuvati na suhom</p>	 <p>Use by Rok valjanosti</p>	 <p>Manufacturer Proizvođač</p>	 <p>Batch code (Lot) Šifra serije</p>
 <p>Consult instructions for use Pogledajte upute za upotrebu</p>	 <p>Temperature limitation Ograničenje temperature</p>	 <p>Contains sufficient for &lt;n&gt; test Sadržaj dovoljan za &lt;n&gt; test(ova)</p>	 <p>Sample diluent Razrjeđivač uzorka</p>	 <p>Catalognumber Kataloški broj</p>

## Trademarks

BD MAX™ is a registered trademark of Becton, Dickinson and Company.

<b>Change Control / Kontrola promjene</b>		
<b>Version No. / Verzija br.</b>	<b>Changes / Promjene</b>	<b>Date / Datum</b>
00	Original version / Izvorna verzija.	13/08/2021

Table A 2. Control change table/ Tablica kontrole promjene.

Revision: 13<sup>th</sup> August 2021



# VIASURE



**CerTest Biotec, S.L.**

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1  
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)

Tel. (+34) 976 520 354

Fax (+34) 976 106 268

certest@certest.es | viasure@certest.es

[www.certest.es](http://www.certest.es)

*One step ahead*



F-566 rev01

