


# Transferrin Turbilatex®

La detección y cuantificación de **transferrina fecal** es una herramienta complementaria en el **diagnóstico precoz del cáncer colorrectal (CCR)**.



**CerTest**  
BIOTEC

**CerTest Biotec, S.L.**

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1  
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)

Tel. (+34) 976 520 354

Fax (+34) 976 106 268

certest@certest.es | turbilatex@certest.es

[www.certest.es](http://www.certest.es)

# Transferrin

La transferrina, al igual que la hemoglobina, es una proteína de fijación al hierro contenida en la sangre. Su presencia en las heces puede relacionarse con sangrados del tracto intestinal superior o inferior, **ya que permanece estable tras su paso por el tracto gastrointestinal. Esto lo convierte en el analito complementario idóneo en la detección del sangrado digestivo oculto.**

Por ese motivo, CerTest ha diseñado el ensayo turbidimétrico **Transferrin Turbilatex®**, que detecta y cuantifica la transferrina humana sobre el mismo vial de recogida de muestra de **FOB Turbilatex®**.

CerTest **Transferrin Turbilatex®** es un ensayo inmunológico no invasivo que puede ser utilizado de manera complementaria a la detección de SOH.

Junto con **FOB Turbilatex®**, se convierte en una herramienta sensible y específica para la detección de neoplasias en el colon.

## Nuestros kits:



**FOB Turbilatex®**




**Calprotectin Turbilatex®**



**Transferrin Turbilatex®**



**Pancreatic elastase Turbilatex®**



**H. pylori Turbilatex®**

Referencias	Descripción
TL-022TF100ED	<b>Transferrin Turbilatex</b> Combo kit 100 det.
TL-022TF200ED	<b>Transferrin Turbilatex</b> Combo kit 200 det.
MST-0019U	<b>Universal Turbilatex</b> Sample Collection Tube