


Adenovirus Resp. detection kit

CerTest
BIOTEC



Patología y descripción del test

Es frecuente que los Adenovirus causen una enfermedad respiratoria; sin embargo, también pueden causar otras enfermedades como gastroenteritis, conjuntivitis, cistitis, y sarpullidos, dependiendo del serotipo de Adenovirus que causa la infección.


Los síntomas de la enfermedad respiratoria causados por la infección de Adenovirus pueden pasar del síndrome de resfriado común a una neumonía, tos perruna y bronquitis. Los pacientes con sistemas inmunocomprometidos son especialmente susceptibles a complicaciones

graves de la infección por Adenovirus. Los distintos tipos de Adenovirus se transmiten mediante el contacto directo, transmisión feco-oral y, ocasionalmente, a través del agua. Algunos tipos son capaces de establecer infecciones persistentes y asintomáticas en las amígdalas, adenoides e intestinos de huéspedes infectados; y el virus puede ser eliminado durante meses o años.

CerTest Adenovirus Resp. one step card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección respiratoria causada por Adenovirus.




Adenovirus Resp. detection kit



Procedimiento A

usando muestra a partir de hisopo nasal




Procedimiento B

usando lavado o aspirado nasofaríngeo



Interpretación de los resultados



Sensibilidad y Especificidad

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Adenovirus Resp. vs. PathoDx® Adenovirus Test and Adenovirus Respi Test	>99%	>99%	>99%	>99%



CERTEST BIOTEC, S.L.
Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (España)
www.certest.es

