

Rotavirus detection kit

CerTest
BIOTEC



Patología y descripción del test

Rotavirus, *Adenovirus* y *Astrovirus* son los agentes más frecuentes causantes de gastroenteritis en niños y jóvenes; también han sido detectados en adultos. Estos virus se transmiten por contacto feco-oral.

Los principales síntomas de gastroenteritis vírica son diarrea acuosa y vómitos. También puede presentarse dolor de cabeza, fiebre y dolor de estó-


mag. Por lo general, los síntomas comienzan 1 ó 2 días después de infectarse y pueden durar, en el caso de *Rotavirus*, hasta 3 días.

CerTest *Rotavirus* card test ofrece un ensayo de cribado sencillo, de un solo paso, alta sensibilidad y no invasivo para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por *Rotavirus* en muestras de heces.



Rotavirus detection kit

Procedimiento del test



Interpretación de los resultados



Tabla de Sensibilidad y Especificidad

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rotavirus vs. Ridascreen® Rotavirus Elisa Test	>99%	>98%	>94%	>99%



CERTEST BIOTEC, S.L.
Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (España)
www.certest.es

