


Rapid Test

Test inmunocromatográficos One-step

Rápidos | Fáciles | Fiables | Sencillos




Certest Immunodiagnostic ofrece un amplio catálogo de reactivos de diagnóstico para la detección de enfermedades infecciosas y diferentes marcadores, cubriendo diversas necesidades en cuanto a formatos, tipos de uso, capacidad, precisión y tiempo desde la muestra hasta el resultado.

INMUNOCROMATOGRAFÍA ofrece soluciones de pruebas rápidas (rapid test) para ayudar a los profesionales del diagnóstico con una solución inmediata, sin necesidad de equipos, y con resultados generalmente en menos de 15 minutos.

TURBIDIMETRÍA proporciona soluciones de diagnóstico con resultados automatizados y cuantitativos.

CLIA proporciona una solución de diagnóstico automatizada de alta sensibilidad basada en la amplificación quimioluminiscente de una inmunocaptura.



Rapid Test


Nuestros productos son el resultado de años de experiencia en la detección de la presencia de antígenos mediante la técnica de **inmunocromatografía** de flujo lateral.

Los dispositivos se basan en partículas de látex coloreado. La presentación de resultados en bandas de diferentes colores facilita la interpretación del resultado.

El portafolio de **inmunocromatografía de flujo lateral de Certest** se enfoca principalmente en el diagnóstico de enfermedades infecciosas gastrointestinales y respiratorias, así como en la detección de marcadores inflamatorios o tumorales en el tracto gastrointestinal.

Ventajas Certest


- ✔ Un solo dispositivo, multiples tests a partir de una muestra.
- ✔ Una muestra, una preparación, pruebas de panel.
- ✔ Multiple analitos diagnosticados en **10 minutos**.
- ✔ Reducción del riesgo de manejo incorrecto de la muestra y del resultado.
- ✔ Eficiencia operativa.



COMBO Multianálisis
(1, 2, 3 o 4 tiras)

Nuestros kits cut-off cuentan con viales especiales que facilitan la recolección de muestras.

Resultados en
10 minutos



Certest ResisCheck® Carbapenemases

- ✔ Certificación IVDR.
- ✔ Producción europea.
- ✔ Alta intensidad de señal en las 5 líneas.
- ✔ Limpieza en el resultado, membrana sin fondo.
- ✔ Mayor ventana de campo visual de resultados.
- ✔ Línea de control diferencial en verde.
- ✔ Tipo de muestra: Aislados bacterianos de cualquier muestra biológica.
- ✔ Resultados en **15 minutos**.



Antígenos fecales	Antígenos respiratorios
 <p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Adenovirus  Astrovirus  Enterovirus Norovirus GI/GII  Rotavirus  <p>BACTERIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Helicobacter pylori  Clostridium difficile antigen GDH  Escherichia coli O157 Campylobacter  Salmonella Salmonella Typhi Salmonella Paratyphi Yersinia O:3 Yersinia O:9 <p>PARÁSITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Cryptosporidium parvum  Giardia lamblia  Entamoeba  	<p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Flu A RSV Adenovirus Resp. SARS-CoV-2 <p>BACTERIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Strep. A
 <p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Rotavirus + Adenovirus  Norovirus GI + Norovirus GII  Rotavirus + Norovirus  <p>BACTERIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> H. pylori + Transferrin Clostridium difficile (GDH) + Lactoferrin Clostridium difficile Toxin A + B  EHEC VT1 + VT2 Salmonella typhi + paratyphi Yersinia enterocolitica O:3 + O:9 <p>PARÁSITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Crypto + Giardia  	<p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Flu A + Flu B RSV + Adenovirus Resp.
 <p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus  Rotavirus + Adenovirus + Norovirus  <p>BACTERIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B  E. coli O157 + VT1 + VT2 <p>PARÁSITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Crypto + Giardia + Entamoeba  	<p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Flu A + Flu B + RSV SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B
 <p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus + Norovirus  <p>BACTERIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin 	<p>VIRUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Flu A + Flu B + RSV + Adenovirus Resp. SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

Marcadores tumorales e inflamatorios



MARCADORES

Hemoglobina (FOB)
Transferrin
Calprotectin
Lactoferrin

Orina

BACTERIAS

Legionella
Streptococcus pneumoniae



MARCADORES

FOB 50 + 200
FOB + Transferrin
H. pylori + Transferrin
Calprotectin 50 + 200
Calprotectin + Lactoferrin
Clostridium difficile (GDH) + Lactoferrin

BACTERIAS

Streptococcus pneumoniae + Legionella



MARCADORES

FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin
GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin

Resistencia antimicrobiana



KPC | NDM | VIM | OXA-48 | IMP



Nuestros tests tienen dos líneas diferenciadas

Línea de control - verde
Línea positiva - rojo

Posibilidad de añadir
controles positivos y negativos.









Antígenos fecales

VIRUS GASTROINTESTINALES

ADENOVIRUS

Referencia	Producto
AD820001V	Adenovirus (20 casetes con viales para muestras de heces) 
AD820001VC	Adenovirus (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo) 
AD220001P	Adenovirus 20 Kits de control positivo



ASTROVIRUS

Referencia	Producto
AT820001V	Astrovirus (20 casetes con viales para muestras de heces) 
AT820001VC	Astrovirus (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo) 
AT220001P	Astrovirus 20 Kits de control positivo

ENTEROVIRUS



Referencia	Producto
EV820001V	Enterovirus (20 casetes con viales para muestras de heces)
EV820001VC	Enterovirus (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)
EV220001P	Enterovirus 20 Kits de control positivo

NOROVIRUS

Referencia	Producto
NN820001V	Norovirus (20 casetes con viales para muestras de heces) 
NN820001VC	Norovirus (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo) 
NP220001P	Norovirus 20 Kits de control positivo









ROTAVIRUS

Referencia	Producto	
R820001V	Rotavirus (20 casetes con viales para muestras de heces)	
R820001VC	Rotavirus (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
R220001P	Rotavirus 20 Kits de control positivo	



COMBO

Referencia	Producto	
XR882001V	Rotavirus + Adenovirus (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
XR882001VC	Rotavirus + Adenovirus (20 casetes combo con viales para muestras de heces + Control positivo)	
NV882001V	Norovirus GI + GII (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
NV882001VC	Norovirus GI + GII (20 casetes combo con viales para muestras de heces + Control positivo)	
RN882001V	Rotavirus + Noro GI/GII (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
RN882001VC	Rotavirus + Noro GI/GII (20 casetes combo con viales para muestras de heces + Control positivo)	





TRIPLE

Referencia	Producto	
RT872001V	Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus (20 casetes triples con viales para muestras de heces)	
RT872001VC	Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus (20 casetes triples con viales para muestras de heces + Control positivo)	
RA872001V	Rotavirus + Adenovirus + Norovirus (20 casetes triples con viales para muestras de heces)	
RA872001VC	Rotavirus + Adenovirus + Norovirus (20 casetes triples con viales para muestras de heces + Control positivo)	



QUAD



Referencia	Producto	
RG862001V	Rota + Adeno + Astro + Noro (20 casetes cuádruples con viales para muestras de heces)	
RG862001VC	Rota + Adeno + Astro + Noro (20 casetes cuádruples con viales para muestras de heces + Control positivo)	



Antígenos fecales

BACTERIAS GASTROINTESTINALES

HELICOBACTER PYLORI

Referencia	Producto	
P820001V	H. Pylori (20 casetes con viales para muestras de heces)	
P820001VC	H. Pylori (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
P220001P	H. Pylori 20 Kits de control positivo	



CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Referencia	Producto	
GD820001V	Clostridium Difficile antigen GDH (20 casetes con viales para muestras de heces)	
GD820001VC	Clostridium Difficile antigen GDH (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
GD220001P	Clostridium Difficile antigen GDH 20 Kits de control positivo	
TA220001P	Clostridium Difficile Toxin A 20 Kits de control positivo	
TB220001P	Clostridium Difficile Toxin B 20 Kits de control positivo	

ESCHERICHIA COLI

Referencia	Producto	
E820001V	E. Coli O157:H7 (20 casetes con viales para muestras de heces)	
E820001VC	E. Coli O157:H7 (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
E220001P	E. Coli O157:H7 20 Kits de control positivo	
VT220001P	EHEC VT1 Verotoxin 1, 20 Kits de control positivo	
VX220001P	EHEC VT2 Verotoxin 2, 20 Kits de control positivo	

CAMPYLOBACTER

Referencia	Producto	
CA820001V	Campylobacter (20 casetes con viales para muestras de heces)	
CA820001VC	Campylobacter (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
CA220001P	Campylobacter 20 Kits de control positivo	

SALMONELLA

Referencia	Producto
SA820001V	Salmonella (20 casetes con viales para muestras de heces)
SA820001VC	Salmonella (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)
SA220001P	Salmonella 20 Kits de control positivo

SALMONELLA TYPHI

Referencia	Producto
ST820001V	Salmonella Typhi (20 casetes con viales para muestras de heces)
ST820001VC	Salmonella Typhi (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)
ST220001P	Salmonella Typhi 20 Kits de control positivo

SALMONELLA PARATYPHI

Referencia	Producto
SP820001V	Salmonella Paratyphi (20 casetes con viales para muestras de heces)
SP820001VC	Salmonella Paratyphi (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)
SP220001P	Salmonella Paratyphi 20 Kits de control positivo

YERSINISA O:3

Referencia	Producto
YE820001V	Yersinia Enterocolitica O:3 (20 casetes con viales para muestras de heces)
YE820001VC	Yersinia Enterocolitica O:3 (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)
YE220001P	Yersinia Enterocolitica O:3 20 Kits de control positivo

YERSINISA O:9

Referencia	Producto
YC820001V	Yersinia Enterocolitica O:9 (20 casetes con viales para muestras de heces)
YC820001VC	Yersinia Enterocolitica O:9 (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)
YC220001P	Yersinia Enterocolitica O:9 20 Kits de control positivo



Antígenos fecales



COMBO

Referencia	Producto	
CD882001V	Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
CD882001VC	Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B (20 casetes combo con viales para muestras de heces + Control positivo)	
PT882001VF	H. Pylori + Transferrin (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
PT882001VFC	H. Pylori + Transferrin (20 casetes combo con viales para muestras de heces+ Control positivo)	
GF882001VF	GDH + Lactoferrin (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
GF882001VFC	GDH + Lactoferrin (20 casetes combo con viales para muestras de heces + Control positivo)	
SX882001V	EHEC VT1 + VT2 (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
SX882001VC	EHEC VT1 + VT2 (20 casetes combo con viales para muestras de heces + Control positivo)	
TP882001V	Salmonella Typhi + Paratyphi (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
TP882001VC	Salmonella Typhi + Paratyphi (20 casetes combo con viales para muestras + Control positivo)	
YS882001V	Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9 (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
YS882001VC	Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9 (20 casetes combo con viales para muestras + Control positivo)	



TRIPLE

Referencia	Producto	
GX872001V	C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B (20 casetes triples con viales para muestras de heces)	
GX872001VC	C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B (20 casetes triples con viales para muestras de heces + Control positivo)	
EX872001V	E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2 (20 casetes triples con viales para muestras de heces)	
EX872001VC	E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2 (20 casetes triples con viales para muestras de heces + Control positivo)	





QUAD

Referencia	Producto
LX862001VF	C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin (20 casetes cuádruples con viales para muestras de heces)
LX862001VFC	C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin (20 casetes cuádruples con viales para muestras de heces + Control positivo)

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES





CRYPTOPOSPORIIDIUM

Referencia	Producto	
K820001V	Crypto (20 casetes con viales para muestras de heces)	
K820001VC	Crypto (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
K220001P	Crypto 20 Kits de control positivo	





GIARDIA

Referencia	Producto	
GW820001V	Giardia+ (20 casetes con viales para muestras de heces)	
GW820001VC	Giardia+ (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
GW220001P	Giardia+ 20 Kits de control positivo	





ENTAMOEBIA

Referencia	Producto	
EH820001V	Entamoeba (20 casetes con viales para muestras de heces)	
EH820001VC	Entamoeba (20 casetes con viales para muestras de heces + Control positivo)	
EH220001P	Entamoeba 20 Kits de control positivo	



COMBO

Referencia	Producto	
NW882001V	Crypto + Giardia (20 casetes combo con viales para muestras de heces)	
NW882001VC	Crypto + Giardia (20 casetes combo con viales para muestras de heces + Control positivo)	



TRIPLE

Referencia	Producto	
NE872001V	Crypto + Giardia + Entamoeba (20 casetes triples con viales para muestras de heces)	
NE872001VC	Crypto + Giardia + Entamoeba (20 casetes triples con viales para muestras de heces + Control positivo)	



Marcadores tumorales e inflamatorios



FOB

Referencia	Producto
F820001F	FOB (20 casetes con viales para muestras)
F820001FC	FOB (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
F220001P	FOB 20 Kits de control positivo



CALPROTECTIN

Referencia	Producto
CP820001F	Calprotectin (20 casetes con viales para muestras)
CP820001FC	Calprotectin (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
CP220001P	Calprotectin 20 Kits de control positivo



TRANSFERRIN

Referencia	Producto
TF820001F	Transferrin (20 casetes con viales para muestras)
TF820001FC	Transferrin (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
TF220001P	Transferrin 20 Kits de control positivo



LACTOFERRIN

Referencia	Producto
LT820001F	Lactoferrin (20 casetes con viales para muestras)
LT820001FC	Lactoferrin (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
LT220001P	Lactoferrin 20 Kits de control positivo



COMBO

Referencia	Producto
FB882001F	FOB 50 + 200 (20 casetes combo con viales para muestras)
FB882001FC	FOB 50 + 200 (20 casetes combo con viales para muestras + Control positivo)

CC882001F	Calprotectin 50 + 200 (20 test combo cassettes with stool vials)
CC882001FC	Calprotectin 50 + 200 (20 casetes combo con viales para muestras + Control positivo)
FT882001F	FOB + Transferrin (20 casetes combo con viales para muestras)
FT882001FC	FOB + Transferrin (20 casetes combo con viales para muestras + Control positivo)
CL882001F	Calprotectin + Lactoferrin (20 casetes combo con viales para muestras)
CL882001FC	Calprotectin + Lactoferrin (20 casetes combo con viales para muestras + Control positivo)



QUAD

Referencia	Producto
FC862001F	FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin (20 casetes cuádruples con viales para muestras)
FC862001FC	FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin (20 casetes cuádruples con viales para muestras + Control positivo)



Antígenos de orina

BACTERIAS DE ORINA



LEGIONELLA PNEUMOPHILA

Referencia	Producto
LP820201PC	Legionella (20 casetes con botellas de diluyente + Control positivo + Control negativo)
LP220001P	Legionella 20 Kits de control positivo



STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Referencia	Producto
SN820201PC	S. pneumoniae (20 casetes con botellas de diluyente + Control positivo + Control negativo)
SN220001P	S. pneumoniae 20 Kits de control positivo



COMBO

Referencia	Producto
NL882201PC	S. pneumoniae + Legionella (20 casetes combo con botellas de diluyente + C.P. + C.N.)



Antígenos respiratorios

VIRUS RESPIRATORIOS

INFLUENZA

Referencia	Producto
Y820001PC	Influenza A (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
Y220001P	Influenza A 20 Kits de control positivo
YB220001P	Influenza B 20 Kits de control positivo

RSV (RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS)

Referencia	Producto
RV820001PC	RSV (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
RV220001P	RSV 20 Kits de control positivo

ADENOVIRUS RESPIRATORY

Referencia	Producto
AP820001PC	Adenovirus Resp. (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
AP220001P	Adenovirus Resp. 20 Kits de control positivo

SARS COV-2

Referencia	Producto
SC820001P	SARS CoV-2 (20 casetes con viales para muestras)
SC820001PC	SARS CoV-2 (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
SC860001PC	SARS CoV-2 (60 casetes con viales para muestras + Control positivo)
SC220001P	SARS CoV-2 20 Kits de control positivo

COMBO

Referencia	Producto
Z882001PC	Influenza A + B (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)
VR882001PC	RSV + Adenovirus Resp. (20 casetes con viales para muestras + Control positivo)



TRIPLE

Referencia	Producto
ZS872001PC	Influenza A + B + RSV (20 casetes triples con viales para muestras + Control positivo)
SS872001PC	SARS CoV-2 + Flu A + Flu B (20 casetes triples con viales para muestras + Control positivo)



QUAD

Referencia	Producto
ZV862001PC	Influenza A + B + RSV + Adeno Resp. (20 casetes cuádruples con viales para muestras + Control positivo)
SV862001PC	SARS CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (20 casetes cuádruples con viales para muestras + Control positivo)

BACTERIAS RESPIRATORIAS

STREP. A

Referencia	Producto
T820201PC	Strep A (20 casetes con botellas de diluyente + tubos y pipetas + Control positivo)
T220001P	Strep A 20 Kits de control positivo



Resistencia antimicrobiana

Referencia	Producto
RB820001VC	Certest ResisCheck® Carbapenemases (20 casetes con viales para muestras + Control positivo liofilizado)



Cualquier KIT de prueba que incluya control positivo también puede tener un control negativo agregando "C" al final de la referencia.

Referencia	Producto
CN320001P	Control negativo 20 Kits de control negativo

Certest Immunodiagnostic ofrece un análisis de detección simple y con elevada sensibilidad para el diagnóstico presuntivo de enfermedades infecciosas.

Ventajas:



Diagnóstico no invasivo



Todo incluido. No es necesario equipo adicional



Reducido coste en todo el proceso



Resultados inmediatos



Uso e interpretación muy sencillos

From Discovery
to Delivery,
Biotech you
can trust.

certest

IMMUNODIAGNOSTIC

Certest Biotec, S.L.

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, N°1
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)
Tel. (+34) 976 520 354
sales@certest.es
www.certest.es



Síguenos en

@certestbiotec

Certest Rapid Test/GEN-0426ES

Derechos de modificación reservados. Todos los derechos reservados © Certest Biotec, S.L.
Los productos, servicios y datos mostrados en este documento pueden sufrir cambios y/o modificaciones sobre los textos e imágenes expuestos.