

Pancreatic Elastase Turbilatex®

Nuevo
ensayo **PETIA**
para la determinación
de **elastasa**
pancreática fecal.

CerTest
BIOTEC

CerTest Biotec, S.L.

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)

Tel. (+34) 976 520 354

Fax (+34) 976 106 268

certest@certest.es | turbilatex@certest.es

www.certest.es



Elastasa Pancreática

La **elastasa pancreática** se produce en las células acinares del páncreas. Un nivel reducido de esta proteína en el tracto gastrointestinal está relacionado con la insuficiencia pancreática. Típicamente ocurre como resultado de un daño pancreático progresivo, debido a varias condiciones patológicas.

La elastasa pancreática humana 1 (E1) permanece sin degradar en el tracto intestinal, lo que hace que sea un biomarcador perfecto.

Pancreatic Elastase Turbilatex® es un método de diagnóstico in vitro no invasivo utilizado para monitorizar la función pancreática del paciente y evaluar una posible insuficiencia.

Pancreatic elastase Turbilatex® es:

- Prueba fecal
- Cuantitativo
- Basado en la detección con anticuerpos monoclonales
- Líquido y listo para usar
- Larga vida útil
- Adaptable a cualquier analizador

Referencias	Descripción
TL-022EL100ED	Pancreatic elastase Combo kit 100 det.
TL-022EL200ED	Pancreatic elastase Combo kit 200 det.
TL-022EL03E	Pancreatic elastase Sample diluent

Nuestros kits:



FOB Turbilatex®




Calprotectin Turbilatex®



Transferrin Turbilatex®



Pancreatic elastase Turbilatex®



H. pylori Turbilatex®