

# Pancreatic Elastase Turbilatex®

Nuevo  
ensayo **PETIA**  
para la determinación  
de **elastasa**  
**pancreática** fecal.

CerTest  
BIOTEC

**CerTest Biotec, S.L.**

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1  
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)

Tel. (+34) 976 520 354

Fax (+34) 976 106 268

certest@certest.es | turbilatex@certest.es

[www.certest.es](http://www.certest.es)



# Elastasa Pancreática

La **elastasa pancreática** se produce en las células acinares del páncreas. Un nivel reducido de esta proteína en el tracto gastrointestinal está relacionado con la insuficiencia pancreática. Típicamente ocurre como resultado de un daño pancreático progresivo, debido a varias condiciones patológicas.

La elastasa pancreática humana 1 (E1) permanece sin degradar en el tracto intestinal, lo que hace que sea un biomarcador perfecto.

**Pancreatic Elastase Turbilatex®** es un método de diagnóstico in vitro no invasivo utilizado para monitorizar la función pancreática del paciente y evaluar una posible insuficiencia.

**Pancreatic elastase Turbilatex®** es:

- Prueba fecal
- Cuantitativo
- Basado en la detección con anticuerpos monoclonales
- Líquido y listo para usar
- Larga vida útil
- Adaptable a cualquier analizador

Referencias	Descripción
TL-022EL100ED	<b>Pancreatic elastase</b> Combo kit 100 det.
TL-022EL200ED	<b>Pancreatic elastase</b> Combo kit 200 det.
TL-022EL400ED	<b>Pancreatic elastase</b> Combo kit 400 det.
TL-022EL800ED	<b>Pancreatic elastase</b> Combo kit 800 det.
MST-0019U	<b>Universal Turbilatex</b> Sample Collection Tube

Nuestros kits:



**FOB Turbilatex®**



**Calprotectin Turbilatex®**



**Transferrin Turbilatex®**



**Pancreatic elastase Turbilatex®**



**H. pylori Turbilatex®**