


# Rapid Test

Essais immunochromatographiques One-step

Rapide | Facile | Fiable | Simple



**certest**

IMMUNODIAGNOSTIC

# certest

IMMUNODIAGNOSTIC


Certest Immunodiagnostic s'engage à fournir un portefeuille complet de réactifs diagnostiques pour détecter les maladies infectieuses et différents marqueurs, couvrant différents besoins relatifs au format, au type d'utilisation, au rendement, à la précision et au temps écoulé entre l'échantillonnage et le résultat.

## IMMUNOCHROMATOGRAPHY

fournit des solutions de test rapides pour aider les professionnels du diagnostic avec une solution immédiate, ne nécessitant aucun équipement et ayant des résultats généralement en moins de 15 minutes.

**TURBIDIMETRY** fournit des solutions de diagnostic pour des résultats automatisés et quantitatifs et des débits plus élevés

**CLIA** fournit une solution diagnostique quantitative, à haute sensibilité et automatisée basée sur l'amplification chimiluminescente d'une immunocapture.



## Rapid Test

Nos produits sont le résultat d'années d'expérience en détectant la présence d'antigènes avec la technique d'écoulement latéral **immunochromatographique**.

Les dispositifs sont basés sur les particules de latex colorées. Afficher les résultats sur des bandes de différentes couleurs facilite l'interprétation du résultat.

Le portefeuille **Certest Lateral Flow Immunochromatography** couvre principalement le diagnostic des maladies gastro-intestinales, infectieuses respiratoires et la détection de marqueurs inflammatoires ou tumoraux dans le tractus gastro-intestinal.

**Single device**, plusieurs tests à partir d'un seul échantillon.


- ✔ **One sample**, une préparation, plusieurs essais en panel.
- ✔ Plusieurs analytes diagnostiqués en **10 minutes**.
- ✔ **Risque réduit** de mauvaise manipulation de l'échantillon et du résultat.
- ✔ Efficacité opérationnelle.



Results in  
**10** minutes





**Multianalyte COMBINÉ** (1, 2, 3 ou 4 bandes)

*Nos tests cut-off sont équipés de flacons spéciaux qui facilitent le prélèvement d'échantillons fécaux.*






### Antigènes fécaux




#### VIRUS

- Adenovirus 
- Astrovirus 
- Enterovirus
- Norovirus GI/GII 
- Rotavirus 

#### BACTÉRIES

- Helicobacter pylori 
- Clostridium difficile antigen GDH 
- Escherichia coli O157
- Campylobacter 
- Salmonella
- Salmonella Typhi
- Salmonella Paratyphi
- Yersinia O:3
- Yersinia O:9

#### PARASITES

- Cryptosporidium parvum 
- Giardia lamblia 
- Entamoeba 



### Antigènes respiratoires




#### VIRUS

- Flu A
- RSV
- Adenovirus Resp.
- SARS-CoV-2


#### BACTÉRIES

- Strep. A

#### VIRUS

- Rotavirus + Adenovirus 
- Norovirus GI + Norovirus GII 
- Rotavirus + Norovirus 

#### BACTÉRIES

- H. pylori + Transferrin
- Clostridium difficile (GDH) + Lactoferrin
- Clostridium difficile Toxin A + B 
- EHEC VT1 + VT2
- Salmonella typhi + paratyphi
- Yersinia enterocolitica O:3 + O:9

#### PARASITES



- Crypto + Giardia 




#### VIRUS

- Flu A + Flu B
- RSV + Adenovirus Resp.

#### VIRUS

- Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus 
- Rotavirus + Adenovirus + Norovirus 

#### BACTÉRIES

- Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B 
- E. coli O157 + VT1 + VT2

#### PARASITES

- Crypto + Giardia + Entamoeba 



#### VIRUS

- Flu A + Flu B + RSV
- SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B

#### VIRUS

- Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus + Norovirus 

#### BACTÉRIES

- C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin

#### VIRUS

- Flu A + Flu B + RSV + Adenovirus Resp.
- SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV











## Antigènes fécaux

### VIRUS GASTRO-INTESTINAL

#### ADÉNOVIRUS

Référence	Nom du produit	
AD820001V	<b>Adénovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
AD820001VC	<b>Adénovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
AD220001P	<b>Adénovirus</b> Kit de 20 Contrôles positifs	



#### ASTROVIRUS

Référence	Nom du produit	
AT820001V	<b>Astrovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
AT820001VC	<b>Astrovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
AT220001P	<b>Astrovirus</b> Kit de 20 Contrôles positifs	



#### ENTEROVIRUS

Référence	Nom du produit	
EV820001V	<b>Enterovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
EV820001VC	<b>Enterovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
EV220001P	<b>Enterovirus</b> Kit de 20 Contrôles positifs	

#### NOROVIRUS

Référence	Nom du produit	
NN820001V	<b>Norovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
NN820001VC	<b>Norovirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
NP220001P	<b>Norovirus</b> Kit de 20 Contrôles positifs	

## ROTAVIRUS

Référence	Nom du produit	
R820001V	<b>Rotavirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
R820001VC	<b>Rotavirus</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
R220001P	<b>Rotaovirus</b> Kit de 20 Contrôles positifs	



## COMBINÉ

Référence	Nom du produit	
XR882001V	<b>Rotavirus + Adenovirus</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
XR882001VC	<b>Rotavirus + Adenovirus</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	
NV882001V	<b>Norovirus GI + GII</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
NV882001VC	<b>Norovirus GI + GII</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	
RN882001V	<b>Rotavirus + Noro GI/GII</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
RN882001VC	<b>Rotavirus + Noro GI/GII</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	

## TRIPLE

Référence	Nom du produit	
RT872001V	<b>Rotavirus + Adénovirus + Astrovirus</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles)	
RT872001VC	<b>Rotavirus + Adénovirus + Astrovirus</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs)	
RA872001V	<b>Rotavirus + Adénovirus + Norovirus</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles)	
RA872001VC	<b>Rotavirus + Adénovirus + Norovirus</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs)	

## QUADRUPLE



Référence	Nom du produit	
RG862001V	<b>Rota + Adeno + Astro + Noro</b> (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles)	
RG862001VC	<b>Rota + Adeno + Astro + Noro</b> (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles + Contrôles positifs)	



## Antigènes fécaux

### BACTÉRIES GASTRO-INTESTINALES

#### HELICOBACTER PYLORI

Référence	Nom du produit	
P820001V	<b>H. Pylori</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
P820001VC	<b>H. Pylori</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
P220001P	<b>H. Pylori</b> Kit de 20 Contrôles positifs	



#### CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Référence	Nom du produit	
GD820001V	<b>Clostridium Difficile antigen GDH</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
GD820001VC	<b>Clostridium Difficile antigen GDH</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
GD220001P	<b>Clostridium Difficile antigen GDH</b> Kit de 20 contrôles positifs	
TA220001P	<b>Clostridium Difficile Toxin A</b> Kit de 20 contrôles positifs	
TB220001P	<b>Clostridium Difficile Toxin B</b> Kit de 20 contrôles positifs	

#### ESCHERICHIA COLI

Référence	Nom du produit	
E820001V	<b>E. Coli O157:H7</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
E820001VC	<b>E. Coli O157:H7</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
E220001P	<b>E. Coli O157:H7</b> Kit de 20 Contrôles positifs	
VT220001P	<b>EHEC VT1</b> Verotoxin 1, Kit de 20 Contrôles positifs	
VX220001P	<b>EHEC VT2</b> Verotoxin 2, Kit de 20 Contrôles positifs	

#### CAMPYLOBACTER

Référence	Nom du produit	
CA820001V	<b>Campylobacter</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
CA820001VC	<b>Campylobacter</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
CA220001P	<b>Campylobacter</b> Kit de 20 Contrôles positifs	

## SALMONELLE

Référence	Nom du produit
SA820001V	<b>Salmonelle</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
SA820001VC	<b>Salmonelle</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SA220001P	<b>Salmonelle</b> Kit de 20 Contrôles positifs

## SALMONELLA TYPHI

Référence	Nom du produit
ST820001V	<b>Salmonella Typhi</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
ST820001VC	<b>Salmonella Typhi</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
ST220001P	<b>Salmonella Typhi</b> Kit de 20 Contrôles positifs

## SALMONELLA PARATYPHI

Référence	Nom du produit
SP820001V	<b>Salmonella Paratyphi</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
SP820001VC	<b>Salmonella Paratyphi</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SP220001P	<b>Salmonella Paratyphi</b> Kit de 20 Contrôles positifs

## YERSINISA O:3

Référence	Nom du produit
YE820001V	<b>Yersinia Enterocolitica O:3</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
YE820001VC	<b>Yersinia Enterocolitica O:3</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
YE220001P	<b>Yersinia Enterocolitica O:3</b> Kit de 20 Contrôles positifs

## YERSINISA O:9



Référence	Nom du produit
YC820001V	<b>Yersinia Enterocolitica O:9</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
YC820001VC	<b>Yersinia Enterocolitica O:9</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
YC220001P	<b>Yersinia Enterocolitica O:9</b> Kit de 20 Contrôles positifs



## Antigènes fécaux



### COMBINÉ

Référence	Nom du produit
CD882001V	<b>Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles) 
CD882001VC	<b>Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B</b> (220 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs) 
PT882001VF	<b>H. Pylori + Transferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
PT882001VFC	<b>H. Pylori + Transferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
GF882001VF	<b>GDH + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
GF882001VFC	<b>GDH + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
SX882001V	<b>EHEC VT1 + VT2</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
SX882001VC	<b>EHEC VT1 + VT2</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
TP882001V	<b>Salmonella Typhi + Paratyphi</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
TP882001VC	<b>Salmonella Typhi + Paratyphi</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
YS882001V	<b>Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
YS882001VC	<b>Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)



### TRIPLE

Référence	Nom du produit
GX872001V	<b>C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles) 
GX872001VC	<b>C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs) 
EX872001V	<b>E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles)
EX872001VC	<b>E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs)





### QUADRUPLE

Référence	Nom du produit
LX862001VF	<b>C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles)
LX862001VFC	<b>C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles + Contrôles positifs)

## PARASITES GASTRO-INTESTINAUX





### CRYPROPOSPORIDIUM

Référence	Nom du produit	
K820001V	<b>Crypto</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
K820001VC	<b>Crypto</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
K220001P	<b>Crypto</b> Kit de 20 Contrôles positifs	





### GIARDIA

Référence	Nom du produit	
GW820001V	<b>Giardia+</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
GW820001VC	<b>Giardia+</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
GW220001P	<b>Giardia+</b> Kit de 20 Contrôles positifs	





### ENTAMOEBA

Référence	Nom du produit	
EH820001V	<b>Entamoeba</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
EH820001VC	<b>Entamoeba</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
EH220001P	<b>Entamoeba</b> Kit de 20 Contrôles positifs	



### COMBINÉ

référence	Nom du produit	
NW882001V	<b>Crypto + Giardia</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
NW882001VC	<b>Crypto + Giardia</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	



### TRIPLE

référence	Nom du produit	
NE872001V	<b>Crypto + Giardia + Entamoeba</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
NE872001VC	<b>Crypto + Giardia + Entamoeba</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	



## Respiratory Antigens

### VIRUS RESPIRATOIRE

#### INFLUENZA

Référence	Nom du produit
Y820001PC	<b>Influenza A</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
Y220001P	<b>Influenza A</b> Kit de 20 Contrôles positifs
YB220001P	<b>Influenza B</b> Kit de 20 Contrôles positifs

#### VRS (VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL)

Référence	Nom du produit
RV820001PC	<b>VRS</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
RV220001P	<b>VRS</b> Kit de 20 Contrôles positifs

#### ADÉNOVIRUS RESPIRATOIRE

Référence	Nom du produit
AP820001PC	<b>Adénovirus Resp.</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
AP220001P	<b>Adénovirus Resp.</b> Kit de 20 Contrôles positifs

#### SARS COV-2

Référence	Nom du produit
SC820001P	<b>SARS CoV-2</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
SC820001PC	<b>SARS CoV-2</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SC860001PC	<b>SARS CoV-2</b> (60 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SC220001P	<b>SARS CoV-2</b> Kit de 20 Contrôles positifs



## COMBINÉ

Référence	Nom du produit
Z882001PC	<b>Influenza A + B</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
VR882001PC	<b>VRS + Adénovirus Resp.</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SZ882001PC	<b>SARS CoV-2 + Grippe A</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)



## TRIPLE

Référence	Nom du produit
ZS872001PC	<b>Influenza A + B + VRS</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SS872001PC	<b>SARS CoV-2 + Grippe A + Grippe B</b> (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôle positif)



## QUADRUPLE

Référence	Nom du produit
ZV862001PC	<b>Influenza A + B + RSV + Adéno Resp.</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SV862001PC	<b>SARS CoV-2 + Grippe A + Grippe B + VRS</b> (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles + Contrôle positif)

## BACTÉRIES RESPIRATOIRES

### STREP. A

Référence	Nom du produit
T820201PC	<b>Strep A</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
T220001P	<b>Strep A</b> Kit de 20 Contrôles positifs



Tout KIT d'essai qui comprenne un contrôle positif pourrait également comporter un contrôle négatif en ajoutant C à la fin de la référence.

Référence	Nom du produit
CN320001P	Contrôle négatif Kit de 20 Contrôles négatifs



## Antigènes urinaires

### BACTÉRIES URINAIRES

#### LEGIONELLA PNEUMOPHILA

Référence	Nom du produit
LP820201PC	<b>Légionnelle</b> (20 cassettes d'essai avec flacon diluant + Contrôle positif + Contrôle négatif)
LP220001P	<b>Légionnelle</b> Kit de 20 Contrôles positifs

#### STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Reference	Product name
SN820201PC	<b>S. pneumoniae</b> (20 cassettes d'essai avec flacon diluant + Contrôle positif + Contrôle négatif)
SN220001P	<b>S. pneumoniae</b> Kit de 20 Contrôles positifs

#### COMBINÉ

Référence	Nom du produit
NL882201PC	<b>S. pneumoniae + Legionelle</b> (20 cassettes d'essai avec flacon diluant + Contrôle positif + C.N.)



## Marqueurs inflammatoires et tumoraux

#### FOB

Référence	Nom du produit
F820001F	<b>FOB</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
F820001FC	<b>FOB</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
F220001P	<b>FOB</b> Kit de 20 Contrôles positifs

#### CALPROTECTIN

Référence	Nom du produit
CP820001F	<b>Calprotectin</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
CP820001FC	<b>Calprotectin</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
CP220001P	<b>Calprotectin</b> Kit de 20 Contrôles positifs



## TRANSFERRIN

Référence	Nom du produit
TF820001F	<b>Transferrin</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
TF820001FC	<b>Transferrin</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
TF220001P	<b>Transferrin</b> Kit de 20 Contrôles positifs



## LACTOFERRIN

Référence	Nom du produit
LT820001F	<b>Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
LT820001FC	<b>Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
LT220001P	<b>Lactoferrin</b> Kit de 20 Contrôles positifs



## COMBINÉ

Référence	Nom du produit
FB882001F	<b>FOB 50 + 200</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
FB882001FC	<b>FOB 50 + 200</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
CC882001F	<b>Calprotectin 50 + 200</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
CC882001FC	<b>Calprotectin 50 + 200</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
FT882001F	<b>FOB + Transferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
FT882001FC	<b>FOB + Transferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
CL882001F	<b>Calprotectin + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
CL882001FC	<b>Calprotectin + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)



## QUADRUPLE

Référence	Nom du produit
FC862001F	<b>FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
FC862001FC	<b>FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin</b> (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)

**Certest Immunodiagnostic** propose des tests de dépistage simples, sensibles et spécifiques pour un diagnostic présomptif des maladies infectieuses.

## Avantages:



Diagnostic non invasif



Tout compris. Aucun équipement supplémentaire n'est requis



Faibles coûts opérationnels



Résultats immédiats



Facilité d'utilisation et d'interprétation

From Discovery  
to Delivery,  
**Biotech** you  
can trust.

**certest**

IMMUNODIAGNOSTIC

**Certest Biotec, S.L.**

Pol. Industrial Rio Gallego II · Calle J, N°1  
50840, San Mateo de Gallego, Zaragoza (Spain)  
Tel. (+34) 976 520 354  
salesidx@certest.es  
[www.certest.es](http://www.certest.es)



Retrouvez-nous sur

@certestbiotec

Certest Rapid Test/GEN-0426FR

Droits de modification réservés. Tous droits réservés. © Certest Biotec, S.L.  
Les produits, services et données décrits dans ce document peuvent subir des modifications et/ou des variations au niveau des textes et les images présentés.