


Rapid Test

Essais immunochromatographiques One-step

Rapide | Facile | Fiable | Simple



certest

IMMUNODIAGNOSTIC

certest

IMMUNODIAGNOSTIC


Certest Immunodiagnostic s'engage à fournir un portefeuille complet de réactifs diagnostiques pour détecter les maladies infectieuses et différents marqueurs, couvrant différents besoins relatifs au format, au type d'utilisation, au rendement, à la précision et au temps écoulé entre l'échantillonnage et le résultat.

IMMUNOCHROMATOGRAPHY

fournit des solutions de test rapides pour aider les professionnels du diagnostic avec une solution immédiate, ne nécessitant aucun équipement et ayant des résultats généralement en moins de 15 minutes.

TURBIDIMETRY fournit des solutions de diagnostic pour des résultats automatisés et quantitatifs et des débits plus élevés

CLIA fournit une solution diagnostique quantitative, à haute sensibilité et automatisée basée sur l'amplification chimiluminescente d'une immunocapture.



Rapid Test

Nos produits sont le résultat d'années d'expérience en détectant la présence d'antigènes avec la technique d'écoulement latéral **immunochromatographique**.

Les dispositifs sont basés sur les particules de latex colorées. Afficher les résultats sur des bandes de différentes couleurs facilite l'interprétation du résultat.

Le portefeuille **Certest Lateral Flow Immunochromatography** couvre principalement le diagnostic des maladies gastro-intestinales, infectieuses respiratoires et la détection de marqueurs inflammatoires ou tumoraux dans le tractus gastro-intestinal.


Certest advantages


- ✔ **Single device**, plusieurs tests à partir d'un seul échantillon.
- ✔ **One sample**, une préparation, plusieurs essais en panel.
- ✔ Plusieurs analytes diagnostiqués en **10 minutes**.
- ✔ **Risque réduit** de mauvaise manipulation de l'échantillon et du résultat.
- ✔ Efficacité opérationnelle.



Multianalyte **COMBINÉ**
(1, 2, 3 ou 4 bandes))

Nos tests cut-off sont équipés de flacons spéciaux qui facilitent le prélèvement d'échantillons fécaux.

Résultats dans
10 
minutes







Certest ResisCheck® Carbapenemases

- ✔ Certification **IVDR**.
- ✔ Fabrication **européenne**.
- ✔ **Haute intensité du signa** sur les 5 lignes.
- ✔ **Résultats clairs** avec un fond de membrane propre.
- ✔ **Fenêtre de détection élargie** pour la lecture des résultats.
- ✔ **Ligne de contrôle différentielle** en vert.
- ✔ **Type d'échantillon**: isolats bactériens provenant de tout type de prélèvement biologique
- ✔ Résultats dans **15 minutes**.






Antigènes fécaux




VIRUS

- Adenovirus 
- Astrovirus 
- Enterovirus
- Norovirus GI/GII 
- Rotavirus 

BACTÉRIES

- Helicobacter pylori 
- Clostridium difficile antigen GDH 
- Escherichia coli O157
- Campylobacter 
- Salmonella
- Salmonella Typhi
- Salmonella Paratyphi
- Yersinia O:3
- Yersinia O:9

PARASITES

- Cryptosporidium parvum 
- Giardia lamblia 
- Entamoeba 



Antigènes respiratoires




VIRUS

- Flu A
- RSV
- Adenovirus Resp.
- SARS-CoV-2


BACTÉRIES

- Strep. A

VIRUS

- Rotavirus + Adenovirus 
- Norovirus GI + Norovirus GII 
- Rotavirus + Norovirus 

BACTÉRIES

- H. pylori + Transferrin
- Clostridium difficile (GDH) + Lactoferrin
- Clostridium difficile Toxin A + B 
- EHEC VT1 + VT2
- Salmonella typhi + paratyphi
- Yersinia enterocolitica O:3 + O:9

PARASITES



- Crypto + Giardia 




VIRUS

- Flu A + Flu B
- RSV + Adenovirus Resp.

VIRUS

- Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus 
- Rotavirus + Adenovirus + Norovirus 

BACTÉRIES

- Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B 
- E. coli O157 + VT1 + VT2

PARASITES

- Crypto + Giardia + Entamoeba 



VIRUS

- Flu A + Flu B + RSV
- SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B

VIRUS

- Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus + Norovirus 

BACTÉRIES

- C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin



VIRUS

- Flu A + Flu B + RSV + Adenovirus Resp.
- SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

Inflammatoire et marqueurs tumeurs

Urine



MARQUEURS

Hemoglobine (FOB)
Transferrin
Calprotectin
Lactoferrin

BACTÉRIES

Légionelle
Streptococcus pneumoniae



MARQUEURS

FOB 50 + 200
FOB + Transferrin
H. pylori + Transferrin
Calprotectin 50 + 200
Calprotectin + Lactoferrin
Clostridium difficile (GDH) + Lactoferrin

BACTÉRIES

Streptococcus pneumoniae + Légionelle



MARQUEURS

FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin
GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin

Résistance aux antimicrobiens



KPC | NDM | VIM | OXA-48 | IMP



Nos essais comportent deux lignes différentielles.

Ligne de contrôle - couleur verte
Ligne positive - couleur rouge

Possibilité d'ajouter des contrôles positifs et négatifs.









Antigènes fécaux

VIRUS GASTRO-INTESTINAL

ADÉNOVIRUS

Référence	Nom du produit	
AD820001V	Adénovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
AD820001VC	Adénovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
AD220001P	Adénovirus Kit de 20 Contrôles positifs	



ASTROVIRUS

Référence	Nom du produit	
AT820001V	Astrovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
AT820001VC	Astrovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
AT220001P	Astrovirus Kit de 20 Contrôles positifs	



ENTEROVIRUS

Référence	Nom du produit	
EV820001V	Enterovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
EV820001VC	Enterovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
EV220001P	Enterovirus Kit de 20 Contrôles positifs	

NOROVIRUS

Référence	Nom du produit	
NN820001V	Norovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
NN820001VC	Norovirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
NP220001P	Norovirus Kit de 20 Contrôles positifs	

ROTAVIRUS

Référence	Nom du produit	
R820001V	Rotavirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
R820001VC	Rotavirus (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
R220001P	Rotaovirus Kit de 20 Contrôles positifs	



COMBINÉ

Référence	Nom du produit	
XR882001V	Rotavirus + Adenovirus (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
XR882001VC	Rotavirus + Adenovirus (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	
NV882001V	Norovirus GI + GII (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
NV882001VC	Norovirus GI + GII (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	
RN882001V	Rotavirus + Noro GI/GII (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
RN882001VC	Rotavirus + Noro GI/GII (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	

TRIPLE

Référence	Nom du produit	
RT872001V	Rotavirus + Adénovirus + Astrovirus (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles)	
RT872001VC	Rotavirus + Adénovirus + Astrovirus (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs)	
RA872001V	Rotavirus + Adénovirus + Norovirus (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles)	
RA872001VC	Rotavirus + Adénovirus + Norovirus (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs)	

QUADRUPLE



Référence	Nom du produit	
RG862001V	Rota + Adeno + Astro + Noro (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles)	
RG862001VC	Rota + Adeno + Astro + Noro (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles + Contrôles positifs)	



Antigènes fécaux

BACTÉRIES GASTRO-INTESTINALES

HELICOBACTER PYLORI

Référence	Nom du produit	
P820001V	H. Pylori (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
P820001VC	H. Pylori (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
P220001P	H. Pylori Kit de 20 Contrôles positifs	


CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Référence	Nom du produit	
GD820001V	Clostridium Difficile antigen GDH (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
GD820001VC	Clostridium Difficile antigen GDH (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
GD220001P	Clostridium Difficile antigen GDH Kit de 20 contrôles positifs	
TA220001P	Clostridium Difficile Toxin A Kit de 20 contrôles positifs	
TB220001P	Clostridium Difficile Toxin B Kit de 20 contrôles positifs	

ESCHERICHIA COLI

Référence	Nom du produit	
E820001V	E. Coli O157:H7 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
E820001VC	E. Coli O157:H7 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
E220001P	E. Coli O157:H7 Kit de 20 Contrôles positifs	
VT220001P	EHEC VT1 Verotoxin 1, Kit de 20 Contrôles positifs	
VX220001P	EHEC VT2 Verotoxin 2, Kit de 20 Contrôles positifs	

CAMPYLOBACTER

Référence	Nom du produit	
CA820001V	Campylobacter (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
CA820001VC	Campylobacter (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
CA220001P	Campylobacter Kit de 20 Contrôles positifs	

SALMONELLE

Référence	Nom du produit
SA820001V	Salmonelle (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
SA820001VC	Salmonelle (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SA220001P	Salmonelle Kit de 20 Contrôles positifs

SALMONELLA TYPHI

Référence	Nom du produit
ST820001V	Salmonella Typhi (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
ST820001VC	Salmonella Typhi (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
ST220001P	Salmonella Typhi Kit de 20 Contrôles positifs

SALMONELLA PARATYPHI

Référence	Nom du produit
SP820001V	Salmonella Paratyphi (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
SP820001VC	Salmonella Paratyphi (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SP220001P	Salmonella Paratyphi Kit de 20 Contrôles positifs

YERSINISA O:3

Référence	Nom du produit
YE820001V	Yersinia Enterocolitica O:3 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
YE820001VC	Yersinia Enterocolitica O:3 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
YE220001P	Yersinia Enterocolitica O:3 Kit de 20 Contrôles positifs

YERSINISA O:9



Référence	Nom du produit
YC820001V	Yersinia Enterocolitica O:9 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
YC820001VC	Yersinia Enterocolitica O:9 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
YC220001P	Yersinia Enterocolitica O:9 Kit de 20 Contrôles positifs



Antigènes fécaux



COMBINÉ

Référence	Nom du produit
CD882001V	Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles) 
CD882001VC	Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B (220 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs) 
PT882001VF	H. Pylori + Transferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
PT882001VFC	H. Pylori + Transferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
GF882001VF	GDH + Lactoferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
GF882001VFC	GDH + Lactoferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
SX882001V	EHEC VT1 + VT2 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
SX882001VC	EHEC VT1 + VT2 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
TP882001V	Salmonella Typhi + Paratyphi (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
TP882001VC	Salmonella Typhi + Paratyphi (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
YS882001V	Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
YS882001VC	Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)



TRIPLE

Référence	Nom du produit
GX872001V	C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles) 
GX872001VC	C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs) 
EX872001V	E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2 (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles)
EX872001VC	E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2 (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôles positifs)





QUADRUPLE



Référence	Nom du produit
LX862001VF	C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B + Lactoferrin (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles)
LX862001VFC	C. Difficile GDH Toxin A + Toxin B + Lactoferrin (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles + Contrôles positifs)

PARASITES GASTRO-INTESTINAUX



CRYPROPOSPORIDIUM

Référence	Nom du produit	
K820001V	Crypto (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
K820001VC	Crypto (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
K220001P	Crypto Kit de 20 Contrôles positifs	



GIARDIA

Référence	Nom du produit	
GW820001V	Giardia+ (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
GW820001VC	Giardia+ (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
GW220001P	Giardia+ Kit de 20 Contrôles positifs	

ENTAMOEBA

Référence	Nom du produit	
EH820001V	Entamoeba (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)	
EH820001VC	Entamoeba (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)	
EH220001P	Entamoeba Kit de 20 Contrôles positifs	

COMBINÉ

référence	Nom du produit	
NW882001V	Crypto + Giardia (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
NW882001VC	Crypto + Giardia (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	

TRIPLE

référence	Nom du produit	
NE872001V	Crypto + Giardia + Entamoeba (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)	
NE872001VC	Crypto + Giardia + Entamoeba (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)	



Marqueurs inflammatoires et tumoraux



FOB

Référence	Nom du produit
F820001F	FOB (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
F820001FC	FOB (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
F220001P	FOB Kit de 20 Contrôles positifs



CALPROTECTIN

Référence	Nom du produit
CP820001F	Calprotectin (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
CP820001FC	Calprotectin (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
CP220001P	Calprotectin Kit de 20 Contrôles positifs



TRANSFERRIN

Référence	Nom du produit
TF820001F	Transferrin (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
TF820001FC	Transferrin (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
TF220001P	Transferrin Kit de 20 Contrôles positifs



LACTOFERRIN

Référence	Nom du produit
LT820001F	Lactoferrin (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
LT820001FC	Lactoferrin (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
LT220001P	Lactoferrin Kit de 20 Contrôles positifs



COMBINÉ

Référence	Nom du produit
FB882001F	FOB 50 + 200 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
FB882001FC	FOB 50 + 200 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)

CC882001F	Calprotectin 50 + 200 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
CC882001FC	Calprotectin 50 + 200 (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
FT882001F	FOB + Transferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
FT882001FC	FOB + Transferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)
CL882001F	Calprotectin + Lactoferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
CL882001FC	Calprotectin + Lactoferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)



QUADRUPLE

Référence	Nom du produit
FC862001F	FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles)
FC862001FC	FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin (20 cassettes d'essai combiné avec flacons de selles + Contrôles positifs)



Antigènes urinaires

BACTÉRIES URINAIRES



LEGIONELLA PNEUMOPHILA

Référence	Nom du produit
LP820201PC	Légionnelle (20 cassettes d'essai avec flacon diluant + Contrôle positif + Contrôle négatif)
LP220001P	Légionnelle Kit de 20 Contrôles positifs



STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Reference	Product name
SN820201PC	S. pneumoniae (20 cassettes d'essai avec flacon diluant + Contrôle positif + Contrôle négatif)
SN220001P	S. pneumoniae Kit de 20 Contrôles positifs



COMBINÉ

Référence	Nom du produit
NL882201PC	S. pneumoniae + Legionelle (20 cassettes d'essai avec flacon diluant + Contrôle positif + C.N.)



Respiratory Antigens

VIRUS RESPIRATOIRE

INFLUENZA

Référence	Nom du produit
Y820001PC	Influenza A (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
Y220001P	Influenza A Kit de 20 Contrôles positifs
YB220001P	Influenza B Kit de 20 Contrôles positifs

VRS (VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL)

Référence	Nom du produit
RV820001PC	VRS (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
RV220001P	VRS Kit de 20 Contrôles positifs

ADÉNOVIRUS RESPIRATOIRE

Référence	Nom du produit
AP820001PC	Adénovirus Resp. (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
AP220001P	Adénovirus Resp. Kit de 20 Contrôles positifs

SARS COV-2

Référence	Nom du produit
SC820001P	SARS CoV-2 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles)
SC820001PC	SARS CoV-2 (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SC860001PC	SARS CoV-2 (60 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SC220001P	SARS CoV-2 Kit de 20 Contrôles positifs

COMBINÉ

Référence	Nom du produit
Z882001PC	Influenza A + B (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
VR882001PC	VRS + Adénovirus Resp. (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)



TRIPLE

Référence	Nom du produit
ZS872001PC	Influenza A + B + VRS (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SS872001PC	SARS CoV-2 + Grippe A + Grippe B (20 cassettes de triple essai avec flacons de selles + Contrôle positif)



QUADRUPLE

Référence	Nom du produit
ZV862001PC	Influenza A + B + RSV + Adéno Resp. (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
SV862001PC	SARS CoV-2 + Grippe A + Grippe B + VRS (20 cassettes d'essai quadruple avec flacons de selles + Contrôle positif)

BACTÉRIES RESPIRATOIRES

STREP. A

Référence	Nom du produit
T820201PC	Strep A (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif)
T220001P	Strep A Kit de 20 Contrôles positifs



Antimicrobial resistance

Référence	Nom du produit
RB820001VC	Certest ResisCheck® Carbapenemases (20 cassettes d'essai avec flacons de selles + Contrôle positif lyophilisé)



Tout KIT d'essai qui comprenne un contrôle positif pourrait également comporter un contrôle négatif en ajoutant C à la fin de la référence.

Référence	Nom du produit
CN320001P	Contrôle négatif Kit de 20 Contrôles négatifs

Certest Immunodiagnostic propose des tests de dépistage simples, sensibles et spécifiques pour un diagnostic présomptif des maladies infectieuses.

Avantages:



Diagnostic non invasif



Tout compris. Aucun équipement supplémentaire n'est requis



Faibles coûts opérationnels



Résultats immédiats



Facilité d'utilisation et d'interprétation

From Discovery
to Delivery,
Biotech you
can trust.

certest

IMMUNODIAGNOSTIC

Certest Biotec, S.L.

Pol. Industrial Rio Gallego II · Calle J, N°1
50840, San Mateo de Gallego, Zaragoza (Spain)
Tel. (+34) 976 520 354
salesidx@certest.es
www.certest.es



Retrouvez-nous sur

@certestbiotec

Certest Rapid Test/GEN-0426FR

Droits de modification réservés. Tous droits réservés. © Certest Biotec, S.L.
Les produits, services et données décrits dans ce document peuvent subir des modifications et/ou des variations au niveau des textes et les images présentés.