

# VIASURE Viral SARS-CoV-2 Positive Control Kit

Ref. VS-VP1NCO

VIASURE Viral SARS-CoV-2 Positive Control Kit está diseñado para monitorizar el proceso completo de PCR en Tiempo Real, desde la extracción de ácidos nucleicos hasta su amplificación. Permite validar el funcionamiento de los diferentes protocolos de RT-qPCR autorizados por la Organización Mundial de la Salud.



▶ **Partículas virales inactivadas. No infecciosas y no replicativas.**



▶ **Producto liofilizado:** transporte y almacenamiento a temperatura ambiente.



▶ **Compatible con los métodos de extracción de ARN más comunes, y con los protocolos de RT-qPCR de la OMS:** China CDC, US CDC (USA), National Institute of Infectious Diseases (Japón), Charité (Alemania), HKU (Hong Kong SAR) and National Institute of Health (Tailandia).



▶ **Formato monodosis exclusivo para ensayos RT-qPCR.**

## ¿Cómo puede VIASURE Viral SARS-CoV-2 Positive Control Kit ayudar en el laboratorio?

- Permite verificar el correcto funcionamiento de diferentes equipos de extracción de ácidos nucleicos y RT-qPCR.
- Mejora el proceso de diagnóstico: monitorización exhaustiva de los procesos de extracción de ácidos nucleicos y amplificación por RT-qPCR.
- Permite comparar resultados derivados de diferentes ensayos de PCR en Tiempo Real.
- Valida y verifica que diferentes ensayos cumplan con los requerimientos legales.

## Procedimiento:




**Reconstitución  
del  
Control Positivo**



**Extracción de  
ácidos nucleicos**



**PCR  
en Tiempo Real**



**Interpretación  
de resultados**

## Reactivos suministrados:

| Reactivo/Material                 | Descripción                                              | Cantidad       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Viral SARS-CoV-2 Positive Control | Partícula viral no infecciosa liofilizada                | 4 viales       |
| Viral Rehydration Buffer          | Solución para la reconstitución del producto liofilizado | 1 vial x 1mL   |
| Viral Negative Control            | Control negativo                                         | 4 viales x 1mL |

Para más información y procedimiento de uso, consultar las instrucciones de uso incluidas en este producto.

### CerTest Biotec, S.L.

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1  
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)  
Tel. (+34) 976 520 354 · Fax (+34) 976 106 268  
certest@certest.es | viasure@certest.es  
[www.certest.es](http://www.certest.es)



VIASURE/VP1NCO-0221ES

Derechos de modificación reservados. Todos los derechos reservados © CerTest Biotec, S.L.  
Los productos, servicios y datos mostrados en este documento pueden sufrir cambios y/o modificaciones sobre los textos e imágenes expuestos.