


# PLUS C-Reactive Protein Turbilatex® Combo

**Proteína C-Reactiva (CRP)  
es un buen marcador del  
proceso de inflamación**

gracias a su larga vida media,  
su independencia de la edad,  
su **larga estabilidad** y la disponibilidad  
de un amplio número de  
de métodos de diagnóstico disponibles.



**CerTest**  
BIOTEC

**CerTest Biotec, S.L.**

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1  
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)

Tel. (+34) 976 520 354

Fax (+34) 976 106 268

certest@certest.es | turbilatex@certest.es

[www.certest.es](http://www.certest.es)

# PLUS C-Reactive Protein Turbilatex® Combo

Este ensayo está indicado para evaluar la cantidad de proteína C-reactiva en muestras de suero.

Detecta HS-CRP and CRP en un único kit, contiene los componentes para realizar ambos parámetros.

## ▶▶ PROTEINA C-REACTIVA DE ALTA SENSIBILIDAD (HS-CRP)

Los accidentes cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados. Se ha establecido que la inflamación es un proceso fundamental en la patogénesis de la arteriosclerosis en todas sus etapas, inicio, crecimiento y complicación de la placa arteriosclerótica, considerada una respuesta inflamatoria al daño.

La concentración de HS-CRP aumentará si hay riesgo de Infarto Agudo de Miocardio y enfermedad cerebrovascular.

## ▶▶ PROTEINA C-REACTIVA

La proteína C-Reactiva (CRP) participa en la inmunidad innata como primer sistema de defensa contra las infecciones.

Es un indicador precoz de infección o inflamación porque sus niveles comienzan a aumentar en la sangre poco después del inicio de la infección o la inflamación, antes de la aparición de otros síntomas como la fiebre o el dolor, y puede aumentar hasta 50.000 veces en estados inflamatorios agudos.

**PLUS CRP**  
muestras de suero humano



Referencias	Descripción
TL-022CRP200ED	Plus C-Reactive Protein Turbilatex® Combo kit 200 det.
TL-022CRP800ED	Plus C-Reactive Protein Turbilatex® Combo kit 800 det.
TL-022HS200ED	High Sensitivity C-Reactive Protein Turbilatex® Combo kit 200 det.
TL-022HS800ED	High Sensitivity C-Reactive Protein Turbilatex® Combo kit 800 det.
TL-022CR200ED	C-Reactive Protein Turbilatex® Combo kit 200 det.
TL-022CR800ED	C-Reactive Protein Turbilatex® Combo kit 800 det.

- PLUS CRP Turbilatex®, High Sensitivity CRP Turbilatex®, CRP Turbilatex® son ensayos turbidimétricos de látex únicamente para la detección cuantitativa de la proteína C-reactiva en muestras de suero humano (no deben utilizarse para fluidos corporales como sangre total o plasma).
- Estos ensayos son sencillos y ampliamente aplicables. Estos productos están optimizados para varios analizadores automáticos.
- Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro.