

VIASURE

RT-PCR Complete Solution

V-Lab96

Plataforma abierta para el diagnóstico *in vitro*.

VIASURE V-Lab96 permite analizar 96 muestras simultáneamente para Real Time PCR cualitativa y cuantitativa.



Viasure
Real Time
PCR platform



Sistema óptico mejorado para una detección de **alta especificidad y sensibilidad**.



Reducción del tiempo de funcionamiento.



Alto rendimiento de muestras en aplicaciones de laboratorio de diagnóstico.



Registro de datos y formato electrónico para conexión de LIS.



Protección contra el apagado. Evita la pérdida de datos experimentales y el desperdicio de reactivos debido al apagado repentino.



El análisis se realiza en un tubo cerrado para minimizar la posible contaminación de otros experimentos.



Pantalla táctil de 10,4 pulgadas integrada.



Compatible con todos los kits de VIASURE Real Time PCR.



Análisis de datos **cualitativos y cuantitativos**.



Interpretación y análisis de los resultados **automático**.



Interfaz del software
VIASURE V-Lab96

