

VIASURE

by **certest**

VIASURE Universal Pathogens Extraction Kit for VIASURE V-Quick32

(VS-EAU0196VQ)

IVDR
CERTIFIED



Reactivos listos para usar
en placas pre-cargadas.



Estable a
temperatura ambiente.



Tecnología basada en
perlas magnéticas.



Purificación simultánea
de ADN y ARN a partir
de virus, bacterias,
hongos y parásitos.



Compatible con una amplia
variedad de muestras:

- | | |
|--|----------------------|
| • Muestras de hisopos
(respiratorio,
urogenital, de
lesiones o úlceras) | • Orina |
| • Saliva | • Semen |
| • Espujo | • Sangre entera |
| • Aspirado o lavado
broncoalveolar | • Hemocultivo |
| • Heces | • Plasma |
| | • Suero |
| | • Biopsia gástrica |
| | • Aislado de cultivo |



VIASURE/EK-UNIVVQUICK-ES

Derechos de modificación reservados. Todos los derechos reservados
© Certest Biotec, S.L.

Los productos, servicios y datos mostrados en este documento pueden sufrir cambios
y/o modificaciones sobre los textos e imágenes expuestos.

certest

Certest Biotec, S.L.
Pol. Industrial Río Gállego II - Calle J, Nº1 50840, San
Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)
Tel. (+34) 976 520 354 | viasure@certest.es
www.certest.es