



VIASURE Viral Chikungunya Positive Control Kit

Ref. VS-VP1CHI

▶▶ **VIASURE Viral West Nile Virus Total Positive Control** permite monitorizar todas las etapas de PCR en tiempo real (RT-qPCR), desde la extracción de ácidos nucleicos hasta la retrotranscripción y amplificación.



▶ Partículas virales inactivadas. No infecciosas y no replicativas.



▶ Presentación **liofilizada**: transporte y almacenamiento a temperatura ambiente con una vida útil de **24 meses**.



▶ Formato monodosis para técnicas de detección de ácidos nucleicos.




▶ Compatible con los métodos de extracción de ARN y kits de detección de RT-PCR más comunes.

▶▶ ¿Cómo puede **VIASURE Chikungunya Positive Control** ayudar en el laboratorio?

- Monitoriza el rendimiento de los equipos.
- Mejorar el proceso de análisis: extracción de ácidos nucleicos, amplificación y detección.
- Permite comparar resultados entre diferentes ensayos y equipos.
- Validar y verificar diferentes ensayos que cumplan con los estándares regulatorios y de calidad.

▶▶ **Procedimiento:**




Reconstitución del Control Positivo



Extracción de ácidos nucleicos



PCR en Tiempo Real



Interpretación de resultados

▶▶ **Reactivos suministrados:**

Reactivo/Material	Descripción	Cantidad
Viral Chikungunya Positive Control	Partícula viral no infecciosa liofilizada	4/1 viales
Viral Rehydration Buffer	Solución para la reconstitución del producto liofilizado	1 vial x 1 mL
Viral Negative Control	Control negativo	4/1 viales x 1 mL

Para más información y procedimiento de uso, consultar las instrucciones de uso incluidas en este producto.

CerTest Biotec, S.L.
Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)
Tel. (+34) 976 520 354
viasure@certest.es · www.certest.es

VIASURE/ VP11CHI-0625ES