

VIASURE

Real-Time PCR Complete Solution

V-Smart

Facilita tu análisis de Real Time PCR.

VIASURE V-Smart permite el análisis y la interpretación de los ensayos Real Time PCR VIASURE.

El software VIASURE V-Smart facilita la conversión de los datos “en crudo” en resultados finales con una intervención manual mínima.

VIASURE V-Smart está disponible en dos versiones:

VIASURE V-Smart

Solución conectada a la nube para laboratorios que necesitan acceso a Internet.

VIASURE V-Smart Offline

Solución totalmente local para laboratorios con redes restringidas o requisitos estrictos de ciberseguridad.

Termocicladores compatibles:

- Agilent Technologies
- DNA-Technology
- Tianlong-Gentier 96E
- Applied Biosystems
- Qiagen-Rotorgene
- Roche
- Bio-Rad
- Bioer-QuantGene 9600
- V-Lab96



Interfaz intuitiva y fácil de usar



Interpretación automática de resultados



Compatible con una amplia gama de termocicladores



Conexión e informes LIS



Basado en machine-learning



Trazabilidad completa e historial de resultados



Interfaz del software de VIASURE V-Smart

